

Starten Sie gut in  
das neue Jahr  
mit RCN

# 2018

**RCN Neujahrsaktion**

Gültig bis 28. Februar 2018



**SCC 200 FT**

**295,00 €**

Listenpreis 501,00 €



**SCC 250 MS**

**465,00 €**

Listenpreis 753,00 €

Alle Preise inkl. Transport und Verpackung innerhalb  
Deutschlands (Festland) und zzgl. 7% MwSt.

**RCN Medizin- und Rehattechnik GmbH**

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth

Tel 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)



# Die Vorzüge

# 2018



## SCC 200 FT

Dusch- und Toilettenstuhl

- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Monoblock-Rückenlehne mit integrierten Schiebegriffen
- Toilettentopf mit Skalierung
- hoher Komfort durch luftdurchlässige Öffnungen
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- toilettenüberfahrbar
- belastbar bis 150 kg



## SCC 250 MS

Dusch- und Toilettenstuhl

- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- neuer, ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz MS mit Toiletten- und Pflegeöffnung und 54 cm Sitzbreite
- Toilettentopf mit Skalierung
- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Textilene®-Gewebe
- 4 feststellbare und freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen
- toilettenüberfahrbar
- belastbar bis 175 kg



Farben für Monoblock-Rückenlehne und -Vollkunststoffsitz MS:



graphit rot kobalt

Farben Textilene®-Gewebe für Rückenbespannung:



weiß dunkelblau blau taubenblau altrosa laguna gelb konfetti

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahr-bare Höhe	Belastbar-keit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 200 FT	56	55,5	102	47,5	44	53	41	45	150	11,9
SCC 250 MS	59	66	98,5	47	54	48	48	36,5	175	15

Alle Angaben in cm bzw. kg. Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

