



Ausstattungsoptionen für RCN Dusch- und Toilettenstühle SC 100 und SCC 250



PUS Polstersitz geschlossen aus PUR-Schaum



PS Polstersitz mit Toilettenöffnung aus PUR-Schaum



PSE Einleger für Polstersitz PS



PP Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum



PPE Einleger für Polstersitz PP




PZ Polstersitz zweiteilig aus PUR-Schaum



SP Sitzplatte mit Polster, Bezüge aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
Polster müssen zum Duschen abgenommen werden!



RP Rückenpolster, Druckknopf-
festigung, Bezüge wie bei Sitzpolster



PR Polsterrücken aus PUR-Schaum



SB Sicherheitsbügel



ASA schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch auch links oder beidseitig: **2 ASA**




HV Höhenverstellung 7-fach zur Anpassung der Sitzhöhe und der überfahrbaren Höhe, mit Option ASA nur 5-fach




GR Schiebegriff



KS Kopfstütze, verstellbar



AP Armpolster-Set aus PUR-Schaum




UR Spritzschutz aus PUR, passt in Pflegeöffnung aller PP-Sitze



DRS Durchrutschschutz, nur für Stühle mit PP-Sitz und Sicherheitsbügel



SG Sicherheits-Beckengurt, einfach am Stuhlrahmen zu befestigen



TK Zweit-Toilette mit Skalierung, optional mit Henkel



NH Sitzneigung nach hinten 3 cm



AKA Anti-Kipp-Vorbau, Schutz für besonders unruhige Patienten



FT ausziehbare und kippbare Fußstütze



MFT mitlaufende Fußstütze



ER Ø 100 mm Einradrolle aus Kunststoff/Edelstahl, feststellbar