

# Ausstattungsoptionen für RCN XXL-Dusch- und Toilettenstühle




Rückenbespannung  
aus Textilene®-Gewebe




**SPOS** Sitzplatte mit Polster, Bezüge aus  
dichtem, beschichtetem Textilgewebe  
Polster müssen zum Duschen abgenommen werden!



**RPOS** Rückenpolster, Druckknopf-  
festigung, Bezüge wie bei Sitzpolster



**PR** Polsterrücken aus PUR-  
Schaum



**PSOS** Polstersitz mit Toilet-  
tenöffnung aus PUR-Schaum



**PSE** Einleger für Polstersitz  
PSOS



Polstersitz mit Toiletten- Pflegeöffnung  
aus PUR-Schaum in der Breite:  
**PPOS** 44 cm, **PPML** 50 cm, **PPXL** 56 cm



**PPE** Einleger für Polstersitz  
**PPOS**, **PPML**, **PPXL**




**PSA** Seitenabdeckung  
aus Kunststoff



**DSP** Vollkunststoffsitz mit Toiletten-  
und Pflegeöffnung oder individuelle  
Öffnung im Sonderbau



**DS** Vollkunststoffsitz mit  
Toilettenöffnung




**AP** Armpolster-Set aus  
PUR-Schaum



**ASAXL** schwenkbare Armlehne für XL-Stühle rechts, auf Wunsch links oder beidseitig: **2 ASAXL**



**ASAOS** verstärkte schwenkbare Armlehne für OS-Stühle rechts, auf Wunsch links oder beidseitig: **2 ASAOS**



**SBOS** Sicherheitsbügel




**DRS** Durchrutschschutz, nur für Stühle mit PP-Sitz und Sicherheitsbügel




**MFTOS** mitlaufende Fußstütze zum Nachrücken aller Stuhlmodelle



**SG** Sicherheits-Beckengurt, einfach am Stuhlrahmen zu befestigen



**TK** Zweit-Toilettentopf mit Skalierung, optional mit Henkel



**UR** Spritzschutz aus PUR, passt in Pflegeöffnung aller PP-Sitze



**STE** Sitztiefenerweiterung auf 54cm, im Sonderbau auch mehr



**GR** Schiebegriff



**KS** Kopfstütze, verstellbar



**BAOS** mitlaufende Beinauflage, Neigungswinkel zum Einstellen, beidseitig einsetzbar