

Praktische Hilfen für Ihren MRT-Bereich



www.rcn-medizin.com

Die besten Produkte für Ihre Anforderungen

Besondere Verfahren benötigen besondere Produkte. Der Bereich des MRT als effektive Form der Diagnostik geht auch mit speziellen Herausforderungen an die involvierte Produktgruppe einher. Dieser Herausforderung stellt sich unser Unternehmen und entwickelt und produziert seit vielen Jahren praxisorientierte, arbeitserleichternde Hilfsmittel für Praxen und Kliniken.

Alle RCN-Produkte für den MRT-Bereich werden aus Kunststoff und nicht-magnetischen Metallen wie beispielsweise Messing hergestellt. Deswegen sind sie standardmäßig für den Einsatz in der Umgebung eines MRT mit bis zu 3 Tesla geeignet. Auf Wunsch können wir auch Produkte ausschließlich aus Kunststoff für MRT-Anlagen mit bis zu 7 Tesla herstellen.

Die Merkmale:

Alle RCN-Produkte sind aus hoch belastbaren und wartungsfreundlichen Spezialkunststoffmodulen gefertigt. Dieses Material besitzt die Eigenschaft, sich schnell der Körpertemperatur anzupassen. Zudem ist es hautfreundlich, auf Biokompatibilität geprüft, leicht zu reinigen und entspricht höchsten hygienischen Anforderungen.

Sonderwünsche erfüllen wir gerne,
sprechen Sie uns an!



Hocker für den MRT-Bereich



DH 49 PA MRT

- ergonomisch geformte Sitzfläche
- geschlossene Polsterauflage aus PUR-Schaum
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla**



DH 49 DLR PA MRT

wie DH 49 PA MRT mit

- 4 freidrehenden Ø75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen mit Feststeller
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla**

Farben für Polstersitz aus PUR-Schaum:



graphit

blau

kobalt

laguna

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Gewicht	Belastbarkeit
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DH 49 PA MRT	42	42	49,5	42	42	47	3,4	200
DH 49 DLR PA MRT	52	52	50	42	42	48	5,5	150

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

Transportstühle für den MRT-Bereich




TC 450 MRT

- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Schiebegriff
- beidseitig schwenkbare Armlehne mit Armpolster aus PUR-Schaum
- Sicherheitsbügel
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen mit Feststeller (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla**

DR 100 MRT

- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum
- ausziehbare Fußstütze
- Schiebegriff
- 24"-Greifreifen
- Feststellbremse
- beidseitig schwenkbare Armlehne
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla**

Farben für Sitz- und Rückenpolster sowie Armlehnenpolster aus PUR-Schaum:



Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Belastbar-keit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
TC 450 MRT	65	55	112	45	44	56,5	46	150	22
DR 100 MRT	80	72,5	107,5	45	44	57	40	150	32
DR 100 K	85,5	70,5	107,5	44	47,5	52	46	120	27

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

DR 100 K



Schiebegriff

Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum in der Farbe Schwarz

abgewinkelte Armlehnen mit Polstern aus PUR-Schaum

Kleiderschutz beidseitig

pannensichere 24"-Greifreifen

2 Feststellbremsen

klappbare Fußstütze

Vollkunststoffräder

Der RCN Transportrollstuhl DR 100 K ist komplett aus RCN Spezialkunststoff und ohne jegliche Metallteile gefertigt. Er eignet sich für alle MRTs und löst auch bei Sicherheitsschleusen an Flughäfen keinen Alarm aus.

- 24"-Greifreifen
- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum in der Farbe Schwarz
- klappbare Fußstütze
- 2 Feststellbremsen
- Schiebegriff
- abgewinkelte Armlehnen mit Polstern aus PUR-Schaum
- Kleiderschutz beidseitig
- pannensichere Bereifung
- hoch stabil, belastbar bis 120kg
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 2 Jahre Garantie



Kleinteile- und Hygienewagen für den MRT-Bereich



Die Kleinteile- und Hygienewagen bieten Ihnen Platz zur Aufbewahrung aller benötigten Utensilien. Auch bei geschlossener Schublade (belastbar bis 8kg) ist der Inhalt durch die Transparenz leicht zu erkennen.

Alle Wagen haben einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff, sind sehr leicht und funktional einsetzbar und haben 4 freidrehende Ø75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen (2 mit Feststeller) für optimale Mobilität und sicheres Positionieren.



ESP, der Emulsionsspender ist auf einer Gleitschiene angebracht und für 0,5-Liter-Flaschen geeignet



HSP, der stabile Handschuhspender ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und wird auf der Gleitschiene angebracht

KTW 100 MRT

- Ø75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 4 transparente Schubläden



Alle Kleinteile- und Hygienewagen sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Ablagefläche	Gewicht	Größe Auszug TxBxH
KTW 100 MRT	38,5	41	85	-	9,5	2x35,5x24,5x7,5 2x35,5x24,5x17,5
KTW 100 HS MRT	38,5	41	122	85	12	2x35,5x24,5x7,5 2x35,5x24,5x17,5

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

KTW 100 HS MRT

wie KTW 100 MRT zusätzlich mit

- Emulsionsspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-H**



HGW 100 MRT

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 große, transparente Schubladen
- Emulsionsspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-H**



HGW 100 SPS MRT

wie HGW 100 MRT ohne HSP und ESP mit

- Spritzenschütte mit 10 Fächern **SPS**



LTW 200 MRT

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 6 große, transparente Schubladen



Alle Kleinteile- und Hygienewagen sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Ablagefläche	Gewicht	Größe Auszug TxBxH
HGW 100 MRT	41	70	123	86,5	19	36x53x16,5
HGW 100 SPS MRT	57	70	131	86,5	25	36x53x16,5
LTW 200 MRT	41	70	145,5	-	19	36x53x16,5

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

Praktische Hilfsmittel für den MRT-Bereich



MPC 353 MRT

- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 entnehmbare Fachböden
- Schiebegriff

MPC 153 WS MRT

- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 vertiefte, entnehmbare Fachböden
- Schiebegriff
- Waschschüssel

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachabstand	Fachboden-Nutzfläche	Tragfähigkeit je Boden
MPC 153 WS MRT	44	52	107,5	10,5	32,5	41 x 33	30
MPC 353 MRT	50,5	93	107,5	19	31,5	86 x 50	30

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

IH PH HV MRT

Der stabile Infusionsständer

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- Pumpenhalter (PH)
- Höhenverstellung (HV)
- Auch erhältlich als IH MRT ohne Pumpenhalter und ohne Höhenverstellung

Alle Produkte sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.



Auftritte:

- Antirutschstreifen auf der Stehfläche
 - rutschfeste Spezialfüße
 - belastbar bis 150 kg
- AT1: Auftritt 1-stufig
AT2: Auftritt 2-stufig

DES 200

Für die spezielle Röntgenuntersuchung zur Abklärung von Funktionsstörungen des Enddarms bieten wir Stühle an, die im Strahlengang materialfrei sind. Dadurch können alle Funktionszustände des Mastdarms hochwertig abgebildet werden. Das Auffanggefäß mit Deckel für die Bariumpaste ist ausreichend dimensioniert.



MS 120 MRT

- 1 Abwurf, 15 kg Fassungsvermögen
- Edelstahlbügel als Sackhalter
- Deckel in verschiedenen Farben
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla

Deckelfarben:



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Sitzhöhe
DES 200	121	45	100,5	22	80

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit
AT 1	35	40	20	3	150
AT 2	66	40	20/38	7,5	150
IH PH HV MRT	66	66	135 - 190,5	7	-

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Anzahl der Abwürfe	Fassungsvermögen in Liter/kg
MS 120 MRT	45,5	40	91,5	5	1	1 x 120/20

Transportliegen für den MRT-Bereich


TL 500 S MRT

Die Transportliege mit durchlässiger Auflagefläche aus strapazierfähigem Textilene®-Gewebe



- beidseitig absenkbare Seitenschutzlehnen
- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, feststellbar (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständige Spezialkunststoff-Konstruktion
- belastbar bis 150 kg
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla**

Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“ für TL 500 S MRT



Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
TL 500 S MRT	197	82	88	185,5	60,5	77	150	28

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

TL 600 MRT

Die Multifunktions- und Transportliege mit gepolsterter Liegefläche mit Schaumstoffkern, Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe.



- beidseitig abklappbare Seitenschutzlehnen
- 6-fach verstellbares Kopfteil
- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelrollen, feststellbar (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständige Spezialkunststoff-Konstruktion
- belastbar bis 150 kg
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla**

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für TL 600 MRT



safran kirsche sky tanne anthrazit

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
TL 600 MRT	201	76	96	190	63	77	150	48

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

**RCN – die beste Adresse für
Qualität, Funktionalität und Service!**

RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0
Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de

Stand 10/2016

