

Hygiene - Wagen und Station

Das Angebot ist gültig bis zum 31.03.2021

Versandfertig in

3 TAGEN**

** Bei Bestellung bis 12:00 Uhr wird das Produkt innerhalb von 3 Arbeitstagen versendet.



HW 300
Angebotspreis
607,00€*

HS 160
Angebotspreis
407,00€*



Lieferung ohne abgebildete Inhalte!

* Preise inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland)
zzgl. 19 % MwSt.

Weitere Informationen unter: www.rcn-medizin.de

RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de



Hygiene - Wagen und Station

RCN hat einen speziellen Hygiene-Wagen und eine Hygiene-Station entwickelt, die platzsparend und unübersehbar durch die rote Signalfarbe im Eingangsbereich, vor einem Isolationszimmer oder im Schleusenbereich positioniert werden können. Gerade in der jetzigen Zeit ist es absolut wichtig, dass auf die nötigen Hygienevorschriften geachtet wird.

Versandfertig in

3 TAGEN**

** Bei Bestellung bis 12:00 Uhr wird das Produkt innerhalb von 3 Arbeitstagen versendet.



Halterung mit Haken



abschließbare Tür




2 Einlegeböden

Lieferung ohne abgebildete Inhalte!

HW 300

- Desinfektionsmittelpender für 0,5 l Euroflaschen mit Abtropfschale auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Korpus aus RESOPAL®- HPL-Platten in der Signalfarbe rot
- abschließbare Tür
- 2 Einlegeböden
- Halterung mit Haken für Arbeitskleidung
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Breite: 450 mm, Tiefe: 590 mm, Höhe: 1.710 mm, Höhe Oberkante Arbeitsfläche: 1040 mm, Innenmaß: 800 x 380 mm, Gewicht: 33 kg



Hohe Standfestigkeit



Multifunktionshalterung für Handschuhe



oder Infomaterial

HS 160

- Desinfektionsmittelpender für 0,5 l Euroflaschen mit Abtropfschale
- Multifunktionshalterung für Handschuhe oder Infomaterial
- stabile Platte aus HPL RESOPAL® in der Signalfarbe rot
- Mehrzweckrahmen für DIN A4-Infoblatt. Der Rahmen kann aufgeklappt werden um den Inhalt auszutauschen.
- hohe Standfestigkeit
- Breite: 300 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 1.600 mm, Gewicht: 15 kg

