

Der SCC 250 Comfort E unser Multitalent zum Angebotspreis

Wir sind
Prof. Dr. Know
und
Dr. Robert How



Angebotspreis
2.650,00€*



Folge 4

Live zu erleben
auf unserem Video
„Profi“-Vorstellung
mit Prof. Dr. Know
und Dr. Robert How
unter:
[www.rcn-medizin.de/
videos.html](http://www.rcn-medizin.de/videos.html)



*Preis inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland) zzgl. MwSt.
Angebotspreis gültig bis 30.06.2021



Der SCC 250 Comfort E – der einzigartige Kippstuhl

Der SCC 250 Comfort E – unser Multitalent!

Vielseitig einsetzbar als Dusch-, Toiletten- und Pflegestuhl, ist er für besonders bewegungseingeschränkte Menschen das ideale Hilfsmittel. Pflegebedürftige, die nicht mehr aufrecht sitzen oder ihr Gewicht nicht mehr tragen können, empfinden die rückwärts geneigte Sitzposition als sehr entspannend und beruhigend.

Sanfte Bewegungsabläufe beim Kippvorgang und eine stufenlose Sitzpositionierung erleichtern zusätzlich die Arbeit der Pflegekräfte.

Der SCC 250 Comfort E bietet durch seinen äußerst stabilen Edelstahlrahmen ein hohes Maß an Sicherheit. Die einfache Bedienung der akkubetriebenen Steuerungseinheit ermöglicht der Pflegekraft, während des Kippvorgangs den Blickkontakt mit dem Pflegebedürftigen zu halten und beruhigend auf ihn einzuwirken.

Fußstützen, Armlehnen, Kopfstütze, Toilettentopfeinrichtung und die komfortablen PUR-Weichschaumpolster unterstützen die Multifunktionalität dieses besonderen Stuhls.

Garantiert nicht rostend und belastbar bis 150 kg!



Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Breite zwischen Armlehnen	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 250 Comfort E	1050	652	1380	470	440	550	380-490	525	150	38

Überzeugen Sie sich selbst von den vielen praktischen Funktionen:



hochklappbare Armlehnen mit Armpolster aus PUR-Schaum

Polstersitz mit Hygieneeingriff aus PUR-Schaum. Einleger für Polstersitz PSE, optional

Elektromotor

einzelnen höhenverstellbare und hochklappbare Fußstützen



dreidimensional verstellbare Kopfstütze

Polsterrücken aus PUR-Schaum



Handbedienung für stufenlosen Elektroantrieb

Toilettentopf mit Skalierung TK

abnehmbare Fußstütze



gewichtsoptimierter, kippsicherer Edelstahlrahmen

Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller

Neigungswinkel von -5° bis +40° stufenlos verstellbar



Handbedienung für stufenlosen Elektroantrieb

Warum sollten Sie sich für einen SCC 250 Comfort E entscheiden?

unsere „Profis“ nennen Ihnen
überragende Gründe dafür.

7

1. Multifunktionalität

Sie können den SCC 250 Comfort E als Duschstuhl, Toilettenstuhl, Transportstuhl oder Pflegestuhl nutzen.

2. Platzsparende Alternative

Im Vergleich zu einer großen Duschliege ist der SCC 250 Comfort E ein platzsparendes Pflegehilfsmittel für kleine Pflegebäder.

3. Absolut nicht rostend

Alle Materialien sind nicht rostend. Besonders robust ist der pulverbeschichtete Edelstahlrahmen.

4. Individuell anpassbar

Die elektrische Verstellung des Sitzneigungswinkels, die dreidimensional verstellbare Kopfstütze und die unabhängig voneinander einstellbaren Fußstützen gewähren eine optimal und individuelle Anpassung an den Nutzer.

5. Komfortables Umsetzen

Die beidseitig hochklappbaren Armlehnen, die klappbaren und abnehmbaren Fußstützen und elektrische Verstellung der Sitzposition ermöglichen ein komfortables und angenehmes Umsetzen.

6. Wohlfühlgarantie

Die Sitz- und Rückenpolster, die Armlehnen und die Kopfstütze sind aus PUR-Weichschaum und schaffen ein angenehmes Sitzgefühl, auch über einen längeren Zeitraum.

7. Langlebigkeit

Der mit 150kg belastbare Edelstahlrahmen garantiert eine lange, nachhaltige und ressourcenschonende Nutzung. Die Garantie beträgt 3 Jahre und auf den Edelstahlrahmen 5 Jahre.

RCN Medizin- und Rehattechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0 Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de