

Ein  
Licht-  
blick...



... es gibt wieder ein RCN Neujahrsangebot! Gültig bis 28.02.2023



[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)



## SCC 200 BS

Angebotspreis **349,00 €\*\***

Listenpreis 558,50 €\*\*

### Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoff-sitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

#### Farben Sitz und Rückenlehne:



graphit

rot

kobalt



VIDEO

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 200 BS	565	555	990	490	440	505	505	390	150	11,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*\* inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland) und zzgl. 7 % MwSt.



## KTW 25 HS ABH-10 ATS

Angebotspreis **499,00 €\***

Listenpreis 832,00 €\*

### Kleinteile- und Hygienewagen

- Abfallbehälter mit Deckel und einem Fassungsvermögen von 10 Liter
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 3 transparente Utensilienschubladen
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Die abgebildeten Inhalte sind nicht im Preis enthalten.

RCN hat spezielle Hygienewagen entwickelt, die platzsparend, aber gut erkennbar vor einem Isolationszimmer oder im Schleusenbereich positioniert werden können.

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Ablagefläche	Gewicht	Größe Schublade TxBxH
KTW 25 HS ABH-10 ATS	385	630	1220	855	15,0	3x 355x245x175

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland) und zzgl. 19% MwSt.



## MPC 153 WSO

Angebotspreis **349,00 €\***

Listenpreis 576,50 €\*

Mit der neuen portablen Waschschüssel WSO, die im Fachboden eingehängt wird, kann der nicht transportfähige Pflegebedürftige vor Ort gewaschen werden. Die ovale Schüssel aus Kunststoff lässt sich problemlos herausnehmen.



### Transport- und Arbeitswagen mit Waschschüssel

- ovale Waschschüssel
- 3 Fachböden der Größe 1
- Schiebegriff
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachbodenabstand	Fachbodennutzfläche	Tragfähigkeit je Fach
MPC 153 WSO	440	520	1095	10,0	325	410x330	30

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland) und zzgl. 19% MwSt.

## RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth

Tel 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de

