

# Frisch in den Frühling!

Freuen Sie sich  
auf unsere  
Frühlings-  
angebote

Gültig bis 31. Mai 2022



[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)



\*\*\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr werden die Produkte innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

# Duschhocker und Toilettensitzerhöhung



## DH 80 BS

Angebotspreis:

**198,00 €\***

Listenpreis: 360,00 €\*



## DH 80 BS

Duschhocker und Toilettensitzerhöhung

- Armlehnen
- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Der komfortable Multifunktionshocker

Mit diesem bequemen Duschhocker starten Sie garantiert entspannt in den Tag. Ergonomische Sitzfläche, praktische Armlehnen sowie Toiletten- und Pflegeöffnung sorgen während der Morgentoilette für einen besonderen Komfort. Der RCN DH 80 BS ist leicht, hygienisch, absolut nicht rostend und kann auch als Toilettensitzerhöhung eingesetzt werden. Trotz geringem Eigengewicht ist er außerordentlich stabil und belastbar bis 150 kg.



## Farben Monoblock-Sitz



graphit



rot



kobalt

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DH 80 BS	555	540	685	555	440	510	150	7,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

\*\*\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr werden die Produkte innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

# Dusch- und Toilettenstuhl



## SCC 200 FT

Angebotspreis:

**398,00 €\*\***

Listenpreis: 557,00 €\*\*



## SCC 200 FT

Dusch- und Toilettenstuhl

- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Der multifunktionale SCC 200 FT vereint Transportstuhl, Toilettenstuhl und Duschstuhl in einem Produkt und **erspart unnötige Umsetz- und Transfervorgänge. Sie sparen überflüssige Hilfsmittel, wertvolle Zeit und schonen wichtige körperliche und mentale Ressourcen.** Die ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen sorgt für einen zusätzlichen Sitzkomfort.



## Farben Monoblock-Rückenlehne



graphit

rot

kobalt

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 200 FT	560	555	1020	475	440	530	410	450	150	12,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*\*Preis zzgl. 7 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

\*\*\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr werden die Produkte innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

# Pflegearbeitswagen



**MC 332 S**

Angebotspreis:

**998,00 €\***

Listenpreis: 1.634,00 €\*



Abb. mit Wäschesäcken WSW (gegen Aufpreis)

## MC 332 S Pflegearbeitswagen

- Wagen mit 3 Fachböden der Größe 2
- aufrollbare Frontabdeckung aus Textilene® - Gewebe
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Schiebegriff
- Wäschesammler mit 2 Abwürfen

- Deckelöffnung über Fußpedal
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller

### Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“ für Abdeckung



### Deckelfarben für Sammler



### Farben für Wäschesäcke WSW



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachabstand	Fachbodennutzfläche	Tragfähigkeit je Fach
MC 332 S	520	1625	1390	40,0	325	605x500	35,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

\*\*\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr werden die Produkte innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

# Hygiene- und Pflegewagen



Die abgebildeten Inhalte sind nicht im Preis enthalten.

## KTW 25 HS

Angebotspreis:

**398,00 €\***

Listenpreis: 584,00 €\*



## KTW 25 HS

Hygiene- und Pflegewagen

- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 3 transparente Utensilienschubladen
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Der kleine Hygienewagen

RCN hat spezielle Hygienewagen entwickelt, die platzsparend, aber gut erkennbar vor einem Isolationszimmer oder im Schleusenbereich positioniert werden können.

Der KTW 25 HS bietet Platz zur Aufbewahrung der benötigten Utensilien, wie z. B. Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. Durch die transparenten Schubladen ist der Inhalt leicht zu erkennen.



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Höhe Ablagefläche	Höhe Schublade	Breite Schublade	Tiefe Schublade
KTW 25 HS	385	410	1220	12	855	175	245	355

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

\*\*\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr werden die Produkte innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

# Wäschewagen



Die abgebildeten Inhalte sind nicht im Preis enthalten.

## MLC 204

Angebotspreis:

**598,00 €\***

Listenpreis: 920,00 €\*



## MLC 204

Wäschewagen

- 4 Fachböden der Größe 2
- rundum atmungsaktive, aufschlag- und abknöpfbare Abdeckung aus Textilene®-Gewebe
- praktischer Schiebegriff an der Seite
- Fachböden bis 35 kg belastbar und werkzeuglos herausnehmbar
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Der praktische Wäschewagen

Der MLC 204 bietet Ihnen viel Stauraum, spart gleichzeitig wertvolle Stellfläche und lässt sich auch im vollbeladenen Zustand durch die hochwertigen Einradrollen und den stabilen RCN Spezialkunststoff-Rahmen sehr einfach fortbewegen. Die herausnehmbaren Fachböden sind leicht zu reinigen.



Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“ für Abdeckung



weiß



dunkelblau



blau



taubenblau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachabstand	Fachbodennutzfläche	Tragfähigkeit je Fach
MLC 204	520	785	1740	24,0	315	605x500/ Größe 2	35

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

\*\*\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr werden die Produkte innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

# Pflegestuhl mit Kippfunktion




**SCC 250 Comfort E**

Angebotspreis:

**2.290,00 €\*\***

Listenpreis: 3.909,00 €\*\*



## Der Kippstuhl SCC 250 Comfort E – unser Multitalent!

- ideales Hilfsmittel für bewegungseingeschränkte Pflegebedürftige durch stufenlos verstellbare Sitzposition mit sehr sanften Bewegungsabläufen
- vielseitig einsetzbar als Dusch-, Toiletten- und Pflegestuhl
- Handbediengerät für stufenlosen Elektroantrieb
- Neigungswinkel von -5° bis +40° stufenlos verstellbar
- Polstersitz mit Toilettenöffnung und Hygieneeingriff aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- hochklappbare Armlehnen mit Armpolstern aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- Polsterrücken aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- dreidimensional verstellbare Kopfstütze
- einzeln höhenverstellbare, hochklappbare und abnehmbare Fußstützen
- Toilettentopf mit Skalierung
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- gewichtsoptimierter, kippstarrer Edelstahlrahmen
- garantiert nicht rostend
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf Spezialrahmen aus Edelstahl

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Breite zwischen Armlehnen	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 250 Comfort E	1050	655	1380	470	440	550	380-490	525	150	38

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*\*Preis zzgl. 7 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

\*\*\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr werden die Produkte innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

# Mehr Zeit für Menschen



RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH · Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)