

# Herbst- Freuden!

mit tollen  
Angeboten  
von RCN

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)



# Frisch in den Morgen!

Mit diesem bequemen Duschhocker starten Sie garantiert entspannt in den Tag. Ergonomische Sitzfläche, praktische Armlehnen und zentrale Pflegeöffnung machen jede Morgentoilette zu einem wohligen Vergnügen.



**DH 49 A**

Angebotspreis:

**119,00 €\*\***

Listenpreis: 186,00 €\*\*



- beidseitige Armlehne
- sehr stabil und leicht zu reinigen
- zentrale Pflegeöffnung
- ergonomische Sitzfläche
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



## Der komfortable Duschhocker

Der RCN Duschhocker DH 49 A ist bequem, leicht, hygienisch und absolut nicht rostend. Trotz geringem Eigengewicht ist er außerordentlich stabil und belastbar bis 150 kg.



\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr wird das Produkt innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

\*\* Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).  
Gültig bis 30.11.2021.

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
DH 49 A	420	530	635	420	420	470	150	5,5

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

# Jederzeit wohlfühlen!

Im oft stressigen Pflegealltag verschafft Ihnen dieses Multitalent mit umfangreicher Ausstattung wahre Wohlfühl-Momente: Eine Freude für Pflegebedürftige und Pflegekräfte.



## SCC 250 PPG SB

Angebotspreis:

**589,00 €\*\*\***

Listenpreis: 834,00 €\*\*\*



- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- Sicherheitsbügel
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Der SCC 250 PPG SB vereint Transportstuhl, Toilettenstuhl und Duschstuhl in einem Produkt und erspart unnötige Umsetz- und Transfervorgänge. Sie sparen zusätzliche Hilfsmittel, wertvolle Zeit und schonen wichtige körperliche und mentale Ressourcen der Pflegekräfte und Pflegebedürftigen.



VIDEO



Mehr Infos

Farben PUR-Schaum für Sitz- und Rückenpolster



graphit



blau



kobalt



laguna

\* Bei Bestellung bis 12:00 Uhr wird das Produkt innerhalb von 5 Arbeitstagen versendet.

\*\*\* Preis zzgl. 7 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).  
Gültig bis 30.11.2021.

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahrbare Höhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 250 PPG SB	585	555	1050	450	440	555	435	455	150	17,8

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

# Viel in Bewegung!

Diesen Pflegearbeitswagen bringen Sie mit spielender Leichtigkeit ins Rollen. Eine besonders stabile Rahmenkonstruktion in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Rädern ermöglicht auch bei voller Beladung höchste Wendigkeit.

## MPC 53 Basic TA

Angebotspreis:

**998,00 €\*\***

Listenpreis: 1.103,00 €\*\*

\*\* Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).  
Gültig bis 30.11.2021.



VIDEO



Abb. mit Wäschesäcken WSW (gegen Aufpreis)

Die abgebildeten Inhalte sind nicht im Preis enthalten.

## Der praktische Pflegearbeitswagen

Der MPC 53 Basic TA ist qualitativ sehr hochwertig, langlebig und einfach in der Handhabung und Reinigung. Er hat einen Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung und 3 Sammler für jede Menge Wäsche.

- Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau (Wunschfarbe gegen Aufpreis auf Anfrage)
- Vollkunststoffabdeckung mit Aufkantung, TA
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelpender
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 3 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

### Deckelfarben für Sammler



weiß gelb rot grün blau

### Farben für Wäschesäcke WSW (gegen Aufpreis)



grün blau rot gelb

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Höhe Ablagefläche	Nutzfläche Einlegeboden
MPC 53 Basic TA	525	1875	1425	64	1065	525 x 440

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.