

Der **NEUE** in unserem Team

MEW 100S hilfsbereit, flexibel, belastbar und gut sortiert



zum Einstieg:
1.695,00 €*
Listenpreis 2.482,00 €*

gültig bis
31.12.2018

www.rcn-medizin.de



*Preis zzgl. 19% MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland)

Der ISO-Modulwagen MEW 100 S, das praxisoptimierte Organisationssystem

Der neue ISO-Modulkorbwagen von RCN ist nicht nur qualitativ hochwertig und langlebig, sondern auch einfach in der Handhabung und Reinigung. Alle Wagen haben einen Rahmen aus dem RCN Spezialkunststoff, der ein hohes Maß an Stabilität und Robustheit gewährleistet.

Die farbenfrohen Korpusse werden aus 19,6 mm starken RESOPAL® HPL-Platten gefertigt. Diese bestehen aus einer 18 mm Pappelspertholzträgerplatte, auf die beidseitig die 0,8 mm starke duroplastische Beschichtung unter Hochdruck aufgetragen wurde. Durch diese Beschichtung ist der Korpus besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, desinfektionsmittel- und UV-beständig.



verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter SPA



abschießbare Schublade mit Unterteilung
Nutzfläche der Schublade: 555x435 mm (BxT)

- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (2 mit Feststeller)
- Korpus aus RESOPAL® HPL-Platten
- abschließbare Schublade mit zwei Längs- und vier Querteilern
- Modulkorbfach 625 mm mit abschließbaren Drehtüren
- durchgehende Trägerwände im Modulkorbfach
- 2x ISO-Modulkorb 50, grau, 600x400x50 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 2x ISO-Modulkorb 100, grau, 600x400x100 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 1x ISO-Modulkorb 200, grau, 600x400x200 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 3-seitige Aufkantung
- Schiebegriff
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene ESP
- Abtropfschale ATS
- Spritzenabwurfbehälter SPA
- Handschuhspender HSP
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre auf den RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Korpus:



laubgrün



enzianblau



signalrot



clementineorange



ginstergelb



alabaster



frostweiß

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Arbeitsfläche	Abmessungen Arbeitsfläche (BxT)	Verfügbare Innenhöhe für Modulkörbe	Gewicht
MEW 100 S	525	775	1455	1060	615 x 485	625	58

Alle Angaben in mm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

RCN Medizin- und Rehattechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de · www.rcn-medizin.de

