

# Pflegearbeitswagen

NEU

## MPC 52 B S

Der kompakte  
Pflegearbeitswagen



- 2 Schiebegriffe mit Softgrip-Ummantelung
- Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden
- Korpus in Blau aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung
- abnehmbare Vollkunststoffabdeckung
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal

- Rückseitiges Koppelsystem für Wagen und Sammler
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)



# Bereit zur Blutentnahme

NEU

## KTW 100 BEW

Der innovative  
Blutentnahmewagen:  
Ihre Lösung für effiziente und  
komfortable Blutentnahmen.



Entdecken Sie den Unterschied mit unserem KTW 100 BEW, der speziell zur Blutentnahme entwickelt wurde. Dieser Wagen vereint Funktionalität mit Komfort, sowohl für medizinisches Personal als auch für Patienten. Die ergonomische Gestaltung der gepolsterten Armauflage sorgt für eine entspannte Atmosphäre während der Blutentnahme. Die robuste Konstruktion mit 4 Utensilienschubladen und die leichtgängigen Ø75 mm Räder garantieren eine optimale Mobilität und Stabilität.

Der Blutentnahmewagen ist nicht nur eine Investition in Effizienz und Komfort, sondern auch eine Verbesserung der Patientenversorgung. Erleben Sie, wie unser Wagen die Blutentnahmen in Ihrer Einrichtung optimiert und das Wohlbefinden von Personal und Patienten gleichermaßen fördert.

- abnehmbare und gepolsterte Armauflage
- verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter inkl. Behälter
- Abfallbehälter 10 Liter, ABH-10
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- geschlossener Halter für Hautantiseptikum (max. 0,5 Liter-Flasche)

- abnehmbare Ablagefläche aus Kunststoff mit einseitiger Aufkantung
- 4 transparente Utensilienschubladen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)

