

Der Pflegearbeitswagen MPC 52 S



Angebotspreis
1.216,00 €*



Die abgebildeten Wäschesäcke WSW sind nicht im Preis enthalten.



www.rcn-medizin.de



*inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland) und zzgl. 19% MwSt. Gültig bis 31.12.2024.

Der MPC 52 S und seine Ausstattung



Der MPC 52 S ist unser TOP-Modell der einzigartigen Stations- und Pflegearbeitswagen der MPC-Reihe. Er ist qualitativ sehr hochwertig, langlebig und einfach in der Handhabung und Reinigung. Der MPC 52 S hat einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff und einen Korpus

- Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau
- abnehmbare Vollkunststoffabdeckung
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelpender
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen

aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung. Die abnehmbare Vollkunststoffabdeckung schützt die Tischlerwerkstoffplatte und bietet mit den erhöhten Seiten eine optimale Ablagefläche.

- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Wagen mit 4 freidrehenden Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit 4 freidrehenden Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler



Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden



Abnehmbare Vollkunststoffabdeckung



Handschuh- und Desinfektionsmittelpender mit Abtropfschale

Deckelfarben für Sammler



weiß gelb rot grün blau



Versand erfolgt in 2 Wochen.
Die Transportzeit der Spedition ist nicht inbegriffen.



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne, auch vor Ort.

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Höhe Oberkante Vollkunststoffabdeckung	Nutzfläche Einlegeboden
MPC 52 S	525	1540	1425	59,0	1085	525 x 440

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.