



MESSE

ANGEBOT

mit sensationellen Preisen

**nur gültig während der Altenpflege-Messe 2026
vom 21.04. - 23.04.2026**





Messepreis:
785,00
EUR*

SCC 250 PPG SB PPE

Der besondere Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl.

- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- Einleger für Polstersitz
- abnehmbarer Polsterrücken
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- schwenkbare Armlehne
- Sicherheitsbügel
- Toilettentopf mit Skalierung und rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- Listenpreis: 1.155,50 €*

Einleger für Polstersitz



VIDEO



Messepreis:
695,00
EUR*

SCC 250 D SB

Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl.

- Vollkunststoffbrille, hochklapp- und abnehmbar
- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern
- Polsterbezüge aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- schwenkbare Armlehne
- Sicherheitsbügel
- Toilettentopf mit Skalierung und rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- Listenpreis: 1.011,50 €*



VIDEO



Messepreis:
199,00
EUR*

SCC 15 Basic

Unser kostengünstiger Dusch- und Toilettenstuhl SCC 15 Basic ist ein hervorragendes Basismodell, das Ihnen die Möglichkeit bietet, durch praktische Optionen es an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.

- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe in der Farbe Blau
- Armlehnen mit Softgrip-Ummantelung in der Farbe Blau
- Vollkunststoffbrille mit Hygieneöffnung
- Toilettentopf mit Skalierung
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Doppelradrollen
- toilettenüberfahrbar
- sehr stabil, belastbar bis 130 kg



Messepreis:

465,00

EUR*

SCC 200 BS FT

Der Dusch- und Toilettenstuhl. Kennzeichnend ist die ergonomisch geformte Monoblock-Rückenlehne aus RCN Spezialkunststoff in Verbindung mit dem ergonomisch geformtem Vollkunststoffsitz BS.

- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- toilettenüberfahrbar
- Listenpreis: 741,50 €*



VIDEO



Messepreis:

499,00

EUR*

SCC 200 S

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit der abklappbaren Armlehne.

- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- abklappbare Armlehne
- Sicherheitsbügel
- toilettenüberfahrbar
- Listenpreis: 731,50 €*



Abklappbare Armlehne



VIDEO



Messepreis:

879,00

EUR*

SCC 220 MS MFTOS

Der Dusch- und Toilettenstuhl mit Monoblock-Vollkunststoffsitz MS ist bis 175 kg belastbar. Die 10 cm breite Pflegeöffnung ermöglicht eine komfortable Reinigung der Intimzonen.

- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz MS mit Toiletten- und Pflegeöffnung und 54 cm Sitzbreite
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- 4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- toilettenüberfahrbar
- Toilettentopf mit Skalierung
- Listenpreis: 1.279,00 €*



Messepreis:

1.315,00

EUR*

SCC 250 XL PPG

Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl ist belastbar bis 200 kg.

- schwenkbare Armlehne
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- abnehmbarer Polsterrücken und Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- 4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen
- Toilettentopf mit Skalierung und rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- Listenpreis: 1.869,00 €*



Messepreis:

1.869,00

EUR*

SCC 250 OS PPG STE

Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl ist belastbar bis 250 kg.

- verstärkte, schwenkbare Armlehne
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- abnehmbarer Polsterrücken und Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- Sitztieferweiterung auf 54 cm, Sitzbreite: 56-60 cm
- 4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen
- Toilettentopf mit Skalierung und rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- Listenpreis: 2.695,00 €*

Sitztieferweiterung



Messepreis:


139,00

EUR**

GKO

Das Gel-Sitzkissen mit Öffnung ohne Bezug eignet sich als Dusch- und Toilettensitzaufgabe.

- bewährte Dekubitus-Prophylaxe
- temperaturstabil und sehr elastisch durch Elastan-Gel
- Material garantiert optimale Druckverteilung und passt sich nahtlos allen Bewegungen und jeder Körperform an
- garantiert auslaufsicher
- hautfreundlicher Folienbezug
- einfache Reinigung mit Wasser oder Desinfektionsmittel
- bis 200 kg belastbar
- Listenpreis: 219,50 €**



Messepreis:

129,00

EUR**

GKG

Gel-Sitzkissen geschlossen mit Bezug.

- atmungsaktiver Bezug, waschbar bis 60 °C
- Antirutschbeschichtung auf der Unterseite des Bezugs
- Listenpreis: 208,50 €**





Messepreis:
99,00
EUR**

DH 49

Unser Klassiker unter den Duschockern – praktisch und preiswert. Trotz geringem Eigengewicht ist er außerordentlich stabil und belastbar bis 200 kg. Sein ergonomisch geformter Sitz ist sehr angenehm und die zentrale Pflegeöffnung ermöglicht das komfortable Reinigen der Intimzonen.

- hoch stabil
- leicht zu reinigen
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Listenpreis: 143,50 €**



VIDEO



Messepreis:
149,00
EUR**

DH 49 PA

Der Duschocker wie DH 49 zusätzlich mit:

- Polsterauflage aus PUR-Schaum
- Listenpreis: 218,50 €**



Messepreis:
169,00
EUR**

DH 49 A

Der Duschocker wie DH 49, zusätzlich mit:

- Armlehnen
- Listenpreis: 243,50 €**



Messepreis:
455,00
EUR**

DT 100 HM SP

Toilettensitzerhöhung, Aufstehhilfe, Duschocker und Nachtstuhl in einem.

- Armlehnen
- Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Höhenverstellung, 7 Höhen einstellbar
- Sitzpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- mit Spritzschutz (als Toilettensitzerhöhung nutzbar)
- mit Toilettentopf (als Nachtstuhl nutzbar)
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- Listenpreis: 645,50 €**



VIDEO



Messepreis:
245,00
EUR**

KTW 100

Der Kleinteilewagen KTW 100 ist das optimale Produkt zur Aufbewahrung von leichten Utensilien.

- 4 transparente Schubladen
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Listenpreis: 345,50 €**



Messepreis:
595,00
EUR**

KTW 100 HS ATS SPA

Der Kleinteilewagen mit zusätzlichen, praktischen Ausstattungen.

- 4 transparente Schubladen
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- Abtropfschale
- verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter
- Listenpreis: 843,50 €**



VIDEO

Die abgebildeten Inhalte sind nicht im Preis enthalten.



Messepreis:
795,00
EUR**

HGW 100 S ATS

Der Hygienewagen mit zusätzlichen, praktischen Ausstattungen.

- 3 transparente Schubladen
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Dreifach-Handschuhspender auf Gleitschiene
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- Abtropfschale
- Abfallbehälter 35 Liter
- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- Listenpreis: 1.116,50 €**



VIDEO

Die abgebildeten Inhalte sind nicht im Preis enthalten.

Messepreis:

1.325,00

EUR**



MEW 90 Basic

Der MEW 90 Basic ist das ideale Einstiegsmodell in die Welt der hochwertigen ISO-Modulkorbwagen von RCN.

- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Korpus aus Holzwerkstoffplatte
- Modulkorbfach mit abschließbaren Drehtüren
- durchgehende Trägerwände im Modulkorbfach
- 2 x ISO-Modulkorb 50, grau, 600 x 400 x 50
- 3 x ISO-Modulkorb 100, grau, 600 x 400 x 100
- 1 x ISO-Modulkorb 200, grau, 600 x 400 x 200
- Vollkunststoffabdeckung
- Desinfektionsmittelspender ESP
- Abtropfschale ATS
- Handschuhspender HSP



Messepreis:

995,00


EUR**



IC 50

Die mobile Hydration-Station von RCN dient der Aufbewahrung und dem Transport von gekühlten Getränken.

- Kühlbox mit 45 Liter Fassungsvermögen
- 2 seitliche Schiebegriffe
- 1 Fachboden mit 3 Transportboxen für Gläser und Flaschen
- 4 Kunststoff-Stahl-Einradrollen Ø 100 mm, 2 mit Feststeller
- Fach für Getränkeboxen, zur einfachen Entnahme durch Schrägstellung
- atmungsaktive Abdeckung aus Sunsure-Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig



Kühlbox mit 45 Liter Fassungsvermögen

Die abgebildeten Inhalte sind nicht im Preis enthalten.



Messepreis:

2.779,00

EUR**

UDL 1500 DK


Die RCN Liegen der UDL-Serie können sowohl zum Duschen als auch zum Transportieren von Pflegebedürftigen eingesetzt werden.

- abklappbare Seitenlehnen
- gepolsterte Duschwanne
- 90 cm langer Ablaufschlauch
- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- belastbar bis 150 kg
- Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen
- bis Körpergröße: 182 cm, bis Schulterbreite: 61 cm
- mit Keilkissen
- Listenpreis: 3.940,00 €**



Abbildung ohne Keilkissen

Keilkissen DK



VIDEO



Messepreis:

4.969,00

EUR**

UDW 2500 VRW

Die höhenverstellbare Edelstahlduschliege mit verstellbarem Rückenteil.

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 49 bis 89 cm
- Anti-Trendelenburg-Lagerung
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 4 mit Totalfeststeller
- Rahmen aus Edelstahl
- stufenlos verstellbares Rückenteil **VRW**
- belastbar bis 200 kg
- bis Körpergröße: 185/200 cm, bis Schulterbreite: 62 cm
- **Hilfsmittelnummer: 04.40.03.4009**
- Listenpreis: 7.458,00 €**



VIDEO



Messepreis:

919,00

EUR**

GW 120 GSB

Der RCN Gehwagen gibt den Benutzern mehr Sicherheit, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Er hilft Fixierungen zu vermeiden.

- Polstersitz aus hygienischem PUR-Schaum
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen
- praktische Tasche
- Servierbrett/Therapietisch
- große Wendigkeit durch 6 hochwertige Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung, 7 Höhen einstellbar
- belastbar bis 150 kg
- **Hilfsmittelnummer: 10.46.02.0006**
- Listenpreis: 1.324,50 €**



Messepreis:

1.119,00

EUR**

GW 120 AFS GSB

Der RCN Gehwagen mit der zusätzlichen, praktischen Ausstattung Anfahrerschutz.

- Polstersitz aus hygienischem PUR-Schaum
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- Anfahrerschutz
- umlaufender Sicherheitsrahmen
- praktische Tasche
- große Wendigkeit durch 6 hochwertige Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 4 mit Feststeller
- Servierbrett/Therapietisch
- benutzerbezogene Einstellung, 7 Höhen einstellbar
- belastbar bis 150 kg
- **Hilfsmittelnummer: 10.46.02.0006**
- Listenpreis: 1.683,50 €**



VIDEO

Abbildung ohne
Servierbrett/Therapietisch GSB



Messepreis:

1.225,00

EUR**

GSS 800 S

Der RCN Gleitschaukelstuhl, das ideale Produkt für unruhige Menschen mit einem starken Bewegungsdrang.

- besondere Aufhängung des Stuhles im Rahmen ermöglicht eine fließende und nahezu horizontale Schaukelbewegung
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- Polsterauflage für Sitz/Rücken besteht aus einem Teil und ist abnehmbar (Befestigung mittels Druckknöpfen)
- besonders stabile und kipp sichere Standfüße
- Sicherheitsbügel
- Armlehnen mit Polster aus PUR-Schaum
- hochklappbare Fußstütze
- Listenpreis: 1.793,00 €**



VIDEO

Messepreis:

299,00

EUR**



SLH 021 FP SC

Die RCN Wäschesammler – die attraktive und geräuscharme Alternative zu herkömmlichen Systemen.

- mit geräuschgedämpftem Deckel
- mit SoftClose
- mit Fußpedal
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- einfaches und langlebiges Wäschesack-Befestigungssystem
- absolut kein Abrutschen des Wäschesackes
- die Deckel sind in 5 verschiedenen Farben erhältlich
- alle Deckel haben einen Überstreckungsschutz
- einfache Reinigung durch werkzeuglose Demontage der Deckel
- Listenpreis: 435,00 €**



SoftClose SC
für ein
besonders
sanftes
Schließen



VIDEO

Der abgebildete Wäschesack (Option WSW) ist nicht im Preis enthalten.

Messepreis:

1.280,00

EUR**

MC 332 S

Der vielseitige und leichte Pflegearbeitswagen.

- mit 3 Fachböden der Größe 2
- 2 Abwürfe
- Deckelöffnung über Fußpedal
- aufrollbare Frontabdeckung
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Koppelsystem
- Listenpreis: 1.880,00 €**



Option WSW
selbstentleerende
Polyester-Wäsche-
säcke mit
Knebelverschluss,
Vollschnitt



VIDEO

Die abgebildeten Wäschesäcke sind nicht im Preis enthalten.





MPC 52 S

Der RCN Stations- und Pflegearbeitswagen. Der Wagen hat einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff und einen Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung.

- Wagen mit 2 Drehtüren und 2 Einlegeböden
- mit abnehmbarer Vollkunststoffabdeckung
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Abtropfschale
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller



abnehmbare
Vollkunststoffabdeckung

Die abgebildeten Wäschesäcke sind nicht im Preis enthalten.



MPC 52 B SL S

Der kompakte Stations- und Pflegearbeitswagen.

- 2 Schiebegriffe mit Softgrip-Ummantelung
- Rückseitiges Koppelsystem für Wagen und Sammler
- Wagen mit 2 Drehtüren und 1 Einlegeboden
- abschließbare Schublade
- mit abnehmbarer Vollkunststoffabdeckung
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Abtropfschale
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller





Messepreis:
685,00
 EUR**

MPC 153 WSO TH

Der kleine und wendige Transport- und Arbeitswagen ist Ihr idealer Begleiter im Pflegealltag.

- rote, ovale Waschschüssel inkl. Seifenablage
- 7 Liter Fassungsvermögen der Waschschüssel
- mit Tablet-Halterung
- 3 Fachböden der Größe 1
- Schiebegriff
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen

Das abgebildete Tablet ist nicht im Preis enthalten.



Messepreis:
1.925,00
 EUR**

MPC 372 S

Der praktische Pflegearbeitswagen MPC 370 ist gekoppelt mit dem Wäschesammler SLH 022.

- abschließbare Schublade
- 2 Drehtüren
- Korpus aus 19,6 mm HPL-Platten mit duroplastischer Beschichtung.
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- Wagen mit Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Listenpreis: 2.728,00 €**



Die abgebildeten Wäschesäcke (Option WSW) sind nicht im Preis enthalten.



Messepreis:
775,00
EUR**



MLC 204

Der praktische Wäschewagen bietet Ihnen viel Platz und lässt sich auch im vollbeladenen Zustand sehr einfach fortbewegen.

- mit 4 Fachböden der Größe 2
- Ø 100 mm Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Rundum-Abdeckung
- Schiebegriff
- Listenpreis: 1.089,00 €**

Die abgebildeten Inhalte sind nicht im Preis enthalten.



Messepreis:
739,00
EUR**



MLC 303

Der praktische Wäschewagen bietet Ihnen viel Platz und lässt sich auch im vollbeladenen Zustand sehr einfach fortbewegen.

- mit 3 Fachböden der Größe 3
- Ø 100 mm Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Rundum-Abdeckung
- Schiebegriff
- Listenpreis: 1.058,00 €**



Messepreis:

3.189,00

EUR*

SCC 250 Comfort G

Der Dusch-, Toiletten- und Pflegestuhl mit Kippfunktion, das ideale Hilfsmittel für bewegungseingeschränkte Pflegebedürftige durch stufenlos verstellbare Sitzposition

- sehr sanfte Bewegungsabläufe per Gasdruckfeder
- Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Polstersitz mit Toilettenöffnung und Hygieneeingriff aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- hochklappbare Armlehnen mit Armpolstern aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- Polsterrücken aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- dreidimensional verstellbare Kopfstütze
- einzeln höhenverstellbare, hochklappbare, abnehmbare Fußstützen
- Toilettentopf mit Skalierung
- 4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- gewichtsoptimierter, kippstärkerer Edelstahlrahmen
- garantiert nicht rostend
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- Listenpreis: 4.539,00 €*





Messepreis:

4.380,00

EUR**

RPS 480

Der RCN Ruhe- und Pflegestuhl. Er ist schön anzusehen, ebenso bequem wie funktional und bringt viel Lebensqualität in die Pflege.

- eine Gasdruckfeder ermöglicht das leichte, stufenlose Verstellen der Liegefläche unabhängig vom Beinpolster
- stufenlos verstellbares Beinpolster
- beidseitig klappbare Armpolster
- beidseitig ausklappbare Seitenpolster
- Polsterung mit Schaumstoffkern und weichem Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe. Die Bezüge sind abnehmbar, desinfektionsmittel-, urin- sowie blutbeständig und für die normale Waschmaschinenreinigung geeignet
- gewichtsoptimierter, kippsicherer Edelstahlrahmen
- 4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- abnehmbares Kopfkissen
- Schiebegriff
- garantiert nicht rostend
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg



VIDEO



Messepreis:

385,00

EUR**

Option GSB-R

Der Therapietisch für den RCN Ruhe- und Pflegestuhl RPS 480





**RCN – die beste Adresse für
Qualität, Funktionalität und Service!**

RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0

Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de

