


DA FREUT SICH DAS SPAR- SCHWEIN!




Sensationelle Sparpreise, gültig bis zum 30.11.2026

**379,00 €*
Listenpreis
732,50 €*
Sondernetto-
preis**

**199,00 €*
Sondernetto-
preis**

399,00 €
Listenpreis
631,50 €****

299,00 €
Listenpreis
447,50 €****



SC 100 PUS

Nur solange der
Vorrat reicht!



SCC 15 Basic



MPC 153 WSO




HGW 50

*Preise zzgl. 7 % MwSt., **zzgl. 19 % MwSt., inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

www.rcn-medizin.de



DUSCHSTUHL



SC 100 PUS

Der preiswerte Duschstuhl SC 100 PUS überzeugt durch seinen bequemen Polstersitz und seine wendigen Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen mit Feststellfunktion. Er lässt sich einfach säubern und ist absolut nicht rostend. Eine wertvolle Unterstützung im Pflegealltag.

- abnehmbarer, geschlossener Polstersitz aus PUR-Schaum **PUS** in der Farbe Laguna
- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsüre-Gewebe in der Farbe Laguna
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

DUSCH- UND TOILETTENSTUHL



SCC 15 Basic

Der SCC 15 Basic ist das Einstiegsmodell der RCN-Reihe für Dusch- und Toilettenstühle. Er ist garantiert nicht rostend, toilettenüberfahrbar und bis 150 kg belastbar! Durch seine vielfältigen Funktionen können Sie unnötige Umsetz- und Transferbewegungen vermeiden. Eine praktische **ALL-IN-ONE-Lösung**, die Ihre tägliche Pflegearbeit deutlich erleichtert.

- hochklapp- und abnehmbare Vollkunststoffbrille
- Toilettentopfhalterung und Toilettentopf mit Skalierung
- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsüre-Gewebe in der Farbe Blau
- Armlehnen mit Softgrip-Ummantelung in der Farbe Blau
- Ø 75 mm Kunststoff-Doppelradrollen mit Feststeller
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unter-schenkellänge	Max. überfahrbare Höhe	Belast-barkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SC 100 PUS	605	555	1010	460	440	525	525	-	150	11,0
SCC 15 Basic	600	555	1000	460	440	505	505	430	150	9,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



Mit dem robusten Dusch- und Toilettenstuhl von RCN führt Sie ein einziges Produkt auf kürzestem Wege durch Ihren professionellen Pflegealltag. Entdecken Sie die sinnvolle **ALL-IN-ONE-Lösung** für Ihre tägliche Pflegeroutine!

Der multifunktionale Dusch-Toilettenstuhl von RCN vereint Transportstuhl, Toiletten- und Duschstuhl in einem Produkt und erspart unnötige Umsetz- und Transfervorgänge. Die Vielseitigkeit unseres Pflegestuhles hilft Ihnen, das optimale Maß zwischen eingesetzten Mitteln und pflegerischer Notwendigkeit zu wahren! Sie sparen unnötige Hilfsmittel, wertvolle Zeit, vor allem aber schonen Sie wichtige körperliche und mentale Ressourcen der Pflegekräfte und Pflegebedürftigen.

Ein Gewinn für alle!

Der RCN Weg: drei Aufgaben, ein Produkt und zwei Umsetzvorgänge

RCN Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl



Bett

Transfer

Toilette

Dusche

Transfer

Ruhesessel

1. Umsetzen

2. Umsetzen

3. Umsetzen

4. Umsetzen

5. Umsetzen



Rollstuhl

Toilettensitz-
erhöhung

Duschhocker

Rollstuhl

Der Umweg: drei Aufgaben, drei Produkte und fünf Umsetzvorgänge

PFLEGE GEHT AUCH ANDERS - MIT RCN

TRANSPORT- UND ARBEITS- WAGEN



MPC 153 WSO

Mit der neuen portablen Waschschüssel WSO, die im Fachboden eingehängt wird, kann der Pflegebedürftige vor Ort gewaschen werden. Die ovale Schüssel aus Kunststoff lässt sich problemlos herausnehmen.



- rote, ovale Waschschüssel inkl. Seifenablage
- Waschschüssel wird in den oberen Fachboden eingehängt
- 7 Liter Fassungsvermögen der Waschschüssel
- 3 Fachböden der Größe 1
- Schiebegriff
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen

HYGIENE- UND PFLEGE- WAGEN



HGW 50

Der Pflege- und Hygienewagen von RCN bietet Ihnen Platz zur Aufbewahrung der benötigten Utensilien, wie z. B. Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. Durch die transparenten Schubladen, belastbar bis 8 kg, ist auch bei geschlossener Schublade der Inhalt leicht zu erkennen.

- 3 transparente Utensilienschubladen
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachbodennutzfläche	Fachbodenabstand	Tragfähigkeit je Fach
MPC 153 WSO	440	520	1095	10,5	410 x 330	325	30,0

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Größe Auszug T x B x H
HGW 50	410	700	860	16,0	360 x 530 x 165

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.