

Goldene
Zeiten mit
fallenden
Preisen!

Gültig bis
30. November 2018

RCN Herbst Angebot



SCC 200 BS
zum Angebotspreis von:

295,00 €*

Listenpreis 464,00 €*



MPC 253
zum Angebotspreis von:

295,00 €**

Listenpreis 456,00 €**



www.rcn-medizin.de



*Preis zzgl. 7% MwSt., **Preis zzgl. 19% MwSt.

Alle Preise inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland)

Merkmale und Vorzüge:



Farben für Rückenlehne und Sitz:



kobalt



graphit



rot

SCC 200 BS

Der ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffsitz BS passt perfekt zu der Monoblock-Rückenlehne der SCC 200 Reihe. Der BS-Sitz ist aus RCN Spezialkunststoff gefertigt und bietet dem Nutzer durch seine ergonomische und elastische Form einen optimalen Sitzkomfort. Die 10 cm breite Pflegeöffnung ermöglicht eine komfortable Reinigung der Intimzonen.

- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- Monoblock-Rückenlehne mit integrierten Schiebegriffen
- Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- toilettenüberfahrbar
- leicht zu reinigen
- belastbar bis 150 kg

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahr-bare Höhe	Belastbar-keit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 200 BS	56,5	55,5	99	49	44	50,5	50,5	39	150	11,0



MPC 253

Alle Transport- und Arbeitswagen der MPC-Reihe sind aus dem bewährten RCN Spezialkunststoff-Rahmen gefertigt und haben dadurch eine hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht. Die freidrehenden Ø 100 mm Einradrollen gewähren einen sehr leichten und leisen Lauf.

- mit 3 herausnehmbaren Fachböden
- besonders wendig durch 4 freidrehende Ø 100 mm Einradrollen, 2 mit Feststeller
- mit praktischem Schiebegriff
- sehr stabil durch RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Fachböden bis 35 kg belastbar

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachabstand	Fachboden-Nutzfläche	Tragfähigkeit je Boden
MPC 253	52	67,5	109	16	31,5	60,5x50	35

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel 06761-9197-0
info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de

