

Herbst- Angebot



Nur solange der Vorrat reicht !

Gültig bis 30.11.2024



www.rcn-medizin.de



Bestens versorgt!

Ob multifunktionale Dusch- und Toilettenstühle, Dusch- und Transportliegen, Sammelsysteme oder Stationswagen – RCN bietet eine breite Produktpalette für Ihren Pflegealltag. RCN Produkte bestehen aus Modulen, die aus einem besonders stabilen Spezialkunststoff gefertigt sind. Sie sind außerordentlich belastbar, nicht rostend und leicht zu reinigen.



SCC 250

Dusch- und
Toilettenstuhl

Angebotspreis:

348,00 €*

Listenpreis:

557,00 €*

- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Mit dem robusten Dusch- Toilettenstuhl von RCN führt Sie ein einziges Hilfsmittel auf kürzestem Wege durch Ihren professionellen Pflegealltag. Er vereint Toiletten- und Duschstuhl in einem Produkt und erspart unnötige Umsetz- und Transfervorgänge.

* Preis inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland), zzgl. 7 % MwSt.

Farben Sunsure-Gewebe für Rückenbespannung und Front- und Seitenabdeckung bei MC 642 S FA:



weiß



dunkel-
blau



blau



tauben-
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
SCC 250	600	555	995	460	440	500	150	9,7

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.



MC 642 S FA
Pflegearbeitswagen

Angebotspreis:
1.398,00 €**
Listenpreis:
2.221,00 €**



SLH 021
FP GL ESP
Wäschesammler

Angebotspreis:
398,00 €**
Listenpreis:
637,00 €**

- Wagen mit 4 Fachböden der Größe 2
- Koppelsystem für Wagen und Sammler
- beidseitig abknöpfbare Bespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe
- aufrollbare Frontabdeckung aus Sunsure-Gewebe
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Schiebegriff
- Wäschesammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- Wagen mit 4 freidrehenden Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit 4 freidrehenden Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller

- 1 Abwurf
- Gleitschiene mit Desinfektionsmittelpender
- Deckelöffnung über stabiles Fußpedal
- geräuschgedämpfter Deckel mit Überstreckungsschutz
- 2 Edelstahlbügel mit Kunststoffummantelung sorgen für optimalen Halt des Wäschesackes
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller

** Preise inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland), zzgl. 19 % MwSt.

Farben für Frontabdeckung und Bespannung siehe Seite 2



Koppelsystem abknöpfbare Bespannung Wäschesäcke

Farben für Deckel:



weiß gelb rot grün blau

Farben für Wäschesäcke WSW (gegen Aufpreis)



grün blau rot gelb

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Fachabstand	Fachboden-Nutzfläche	Tragfähigkeit je Boden
MC 642 S FA	1275	735	1620	40	275	605 x 500	35
Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Anzahl der Abwürfe	Fassungsvermögen in Liter/kg	
SLH 021 FP GL ESP	505	510	1250	11	1	1 x 120/35	



UDL 1500

Dusch- und
Transportliege

Angebotspreis:
1.998,00€**
Listenpreis:
3.399,00€**

- abklappbare Seitenlehnen
- gepolsterte Duschwanne
- 900 mm langer Ablaufschlauch
- Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Spezialkunststoff-Rahmen
- belastbar bis 150 kg
- bis Körpergröße: 1820 mm
- bis Schulterbreite: 610 mm
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf den RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Der Rahmen dieser Liege besteht aus RCN Spezialkunststoff, welcher eine hohe Belastbarkeit, geringes Eigengewicht und eine lange Lebensdauer garantiert. Die gepolsterte Duschwanne bietet einen besonders hohen Liegekomfort. Mit Hilfe des verschließbaren Ablaufes kann die Wanne mit Wasser befüllt und dank des zugehörigen Ablaufschlauches schnell wieder entleert werden. Zur leichteren Umlagerung sind beide Seitenlehnen herunterklappbar.



900 mm langer
Ablaufschlauch



verschließbarer
Ablauf



Auflagefläche aus
einer Vollkunststoffplatte

** Preis inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland), zzgl. 19 % MwSt.

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
UDL 1500	2020	880	960	1820	610	800	150	51

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.