

Die neuen ISO-Modulwagen

MEW 100 S und 200 S

NEU

Die praxisoptimierten Organisationssysteme.
Ideal als Medikamenten- oder Verbandmittelwagen.



MEW 100 S
Einführungspreis: **1.795,00 €***



MEW 200 S
Einführungspreis: **2.395,00 €***

*Preise inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland) und zzgl. 19% MwSt.

www.rcn-medizin.de



Der ISO-Modulwagen MEW und seine Merkmale

Der neue ISO-Modulkorbwagen von RCN ist nicht nur qualitativ hochwertig und langlebig, sondern auch einfach in der Handhabung und Reinigung. Alle Wagen haben einen Rahmen aus dem RCN Spezialkunststoff, der ein hohes Maß an Stabilität und Robustheit gewährleistet.

Die farbenfrohen Korpusse werden aus 19,6 mm starken RESOPAL® HPL-Platten gefertigt. Diese bestehen aus einer 18 mm Pappelspertholzträgerplatte, auf die beidseitig die 0,8 mm starke duroplastische Beschichtung unter Hochdruck aufgetragen wurde. Durch diese Beschichtung ist der Korpus besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, desinfektionsmittel- und UV-beständig.



Abb. ohne Schiebegriff

MEW 100 S

- Modulkorbfach 625 mm mit abschließbaren Drehtüren
- 2 x ISO-Modulkorb 50, grau 600x400x50
- 2 x ISO-Modulkorb 100, grau 600x400x100
- 1 x ISO-Modulkorb 200, grau 600x400x200
- alle Körbe sind mit jeweils einem Längs- und Querteiler ausgestattet
- Handschuspender HSP

MEW 200 S

- Modulkorbfach 1035 mm mit abschließbaren Drehtüren
- 3 x ISO-Modulkorb 50, grau 600x400x50
- 3 x ISO-Modulkorb 100, grau 600x400x100
- 2 x ISO-Modulkorb 200, grau 600x400x200
- alle Körbe sind mit jeweils einem Längs- und Querteiler ausgestattet
- Dreifach-Handschuspender D-HSP
- abklappbare Schreibplatte SPL-A

Die Ausstattung von MEW 100 S und MEW 200 S

- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (2 mit Feststeller)
- Korpus aus RESOPAL® HPL-Platten
- abschließbare Schublade mit zwei Längs- und vier Querteilern
- durchgehende Trägerwände im Modulkorbfach
- 3-seitige Aufkantung
- Schiebegriff
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene ESP
- Abtropfschale ATS
- Spritzenabwurfbehälter SPA
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre auf den RCN Spezialkunststoff-Rahmen



verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter SPA



abschließbare Schublade mit Unterteilung. Nutzfläche der Schublade: 555x435 mm (BxT)

Farben für Korpus:



laubgrün



enzianblau



signalrot



clementineorange



ginstergelb



alabaster



frostweiß

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Höhe Arbeitsfläche	Abmessungen Arbeitsfläche (BxT)	Verfügbare Innenhöhe für Modulkörbe	Gewicht
MEW 100 S	525	895	1455	1060	615 x 485	625	58
MEW 200 S	525	1000*	1580	1460	615 x 485	1035	85

Alle Angaben in mm bzw. kg. *mit abgeklappter SPL-A
Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de · www.rcn-medizin.de

