

*Viel Glück
und einen guten Start*

RCN Neujahrsangebote

Gültig bis 28. Februar 2019



SCC 200 BS FT
Angebotspreis **319,00 €***

Listenpreis 559,00 €*

Preise inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland)
und zzgl. * 7%, ** 19% MwSt.



MPC 153
Angebotspreis **249,00 €****

Listenpreis 426,00 €**



www.rcn-medizin.de



SCC 200 BS FT

Dusch- und Toilettenstuhl



- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- ergonomischer Vollkunststoffsitz mit Pflegeöffnung
- Monoblock-Rückenlehne mit integrierten Schiebegriffen
- Toilettentopf mit Skalierung
- hoher Komfort durch luftdurchlässige Öffnungen
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- 4 feststellbare Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- toilettenüberfahrbar
- belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Monoblock-Rückenlehne und -Vollkunststoffsitz:



graphit

rot

kobalt

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unter-schenkel-länge	Max. überfahr-bare Höhe	Belastbar-keit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 200 BS FT	56,5	55,5	102	49	44	53,5	41,5	42	150	11,5

Alle Angaben in cm bzw. kg. Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!



MPC 153

Transport- und Arbeitswagen

- 3 Fachböden der Größe 1
- Schiebegriff
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Fachabstand	Fachboden-Nutzfläche	Tragfähigkeit je Boden	Gewicht
MPC 153	44	52	109,5	32,5	41 x 33	30	10

Alle Angaben in cm bzw. kg. Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

RCN Medizin- und Rehattechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth

Tel 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de

