

# Gehen Sie auf Nummer

sicher!

Der RCN Multifunktions-  
Dusch- und Toilettenstuhl SCC 250 PPG SB  
hält, was er verspricht ...



sicher!

Rahmen aus griff- und berührungsfreundlichem RCN Spezialkunststoff

sicher!

schwenkbare Armlehne rechts, ASA

sicher!

belastbar bis zu einem Körpergewicht von 150 kg

sicher!

Sicherheitsbügel, SB

sicher!

4 freidrehende Ø 75 mm Doppelradrollen mit Totalfeststellern

sicher!

ausziehbare und kippsichere Fußstütze, FT

... mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben!

# Optionen - praktisch und



Bei RCN können Sie den Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhlstuhl so zusammenstellen, dass er Ihren Erwartungen entspricht.



Der Stuhl wird aus einem RCN Spezialkunststoff hergestellt, der hautfreundlich, nicht rostend und hoch belastbar ist. Dadurch entsteht mehr Sicherheit für Benutzer und Anwender.



Die freidrehenden Ø75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen sind alle mit Totalfeststeller ausgestattet. Sie verleihen dem Stuhl eine hohe Standsicherheit und sichern ihn optimal vor dem unbeabsichtigten Wegrollen.



Die trittstabile Fußstütze ist stets mit dem Stuhl verbunden und kann einfach nach vorne herausgezogen werden. Sie verhindert, dass der Stuhl nach vorne kippt, selbst bei voller Belastung durch den Benutzer.



Auf Wunsch wird der Stuhl mit der Anti-Kipp-Ausführung nach vorne oder hinten ausgestattet, die dem Stuhl eine noch höhere Standsicherheit verleiht.



Der Sicherheitsbügel bietet dem Benutzer Schutz vor dem Vornüberkippen und ist sehr einfach zu handhaben.



Polstersitz und -rücken sind aus PUR-Schaum gefertigt, abnehmbar und leicht zu reinigen. Der Polstersitz ist mit einer Toiletten- und Pflegeöffnung sowie einem Toilettentopf ausgestattet.



Die ausschwenkbare Armlehne ermöglicht ein einfaches, sicheres Umsetzen des Benutzers und ist durch den RCN-Drehklipp gegen ungewolltes Öffnen gesichert.



Der stufenlos verstellbare Beckengurt wird einfach am Stuhlrahmen befestigt und bietet dem Benutzer noch mehr Schutz vor dem Rausrutschen.



**RCN Medizin- und Reha Technik GmbH**

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)

