



## Der RCN Sommer zeigt sich von seiner besten Seite

Das Sommerangebot

bis zum 15.09.2024



[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)



# Dusch- und Toilettenstuhl SCC 200 FT

379,00€\*

Listenpreis  
610,00€\*



## SCC 200 FT Dusch- und Toilettenstuhl

- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Der multifunktionale SCC 200 FT vereint Transportstuhl, Toilettenstuhl und Duschstuhl in einem Produkt und **erspart unnötige Umsetz- und Transfervorgänge. Sie sparen überflüssige Hilfsmittel, wertvolle Zeit und schonen wichtige körperliche und mentale Ressourcen.** Die ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen sorgt für einen zusätzlichen Sitzkomfort.



VIDEO

## Farben Monoblock-Rückenlehne



graphit

rot

kobalt

| Modell     | Außenabmessungen |        |      | Sitz  |        |      | Unterschenkel-<br>länge | Max.<br>überfahrbare<br>Höhe | Belast-<br>barkeit | Gewicht |
|------------|------------------|--------|------|-------|--------|------|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
|            | Tiefe            | Breite | Höhe | Tiefe | Breite | Höhe |                         |                              |                    |         |
| SCC 200 FT | 560              | 555    | 1020 | 475   | 440    | 530  | 410                     | 450                          | 150                | 12,0    |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*Preis zzgl. 7 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).



# Spitzenqualität für optimalen Sitzkomfort und Dekubitus-Prophylaxe

Das Gel-Sitzkissen  
**GKO**



**99,00€\*\***

Listenpreis  
216,00€\*\*

## Ihr Plus an Komfort:

- Optimale Druckverteilung: Passt sich perfekt den Bewegungen und der Körperform an
- Dekubitus-Prophylaxe: Verhindert Druckgeschwüre - ideal für langes Sitzen
- Temperaturstabil: Heizt sich nicht auf und bleibt formstabil, auch nach Jahren

## Hautfreundlich und leicht zu reinigen:

- Schonend zur Haut
- Einfache Reinigung mit Wasser oder Desinfektionsmittel

## Vielseitig einsetzbar:

- Ideal als Dusch- und Toilettensitzauflage
- Rutschfest auf der Toilettenbrille

## Robust und belastbar:

- Geeignet auch für schwergewichtige Pflegebedürftige bis 200 kg
- Abmessungen: 43 x 43 x 2,5 cm
- Garantiert auslaufsicher

## Spitzenqualität:

- Innovatives Design: jetzt aus eigener Produktion - Made in Germany
- Erleben Sie den Unterschied: hautfreundlich, belastbar, vielseitig

Das RCN Gel-Sitzkissen ist aus hochwertigem und außergewöhnlich elastischem Gel gefertigt. Die besondere Struktur des Materials sorgt für eine stets optimale Druckverteilung und passt sich nahtlos den Bewegungen und der Körperform an. Das Gel ist temperaturstabil, heizt sich nicht auf und behält auch nach Jahren seine Form.



\*\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).



# Dusch- und Toilettenstuhl SCC 250 FT SB

**459,00€\***  
Listenpreis  
731,00€\*




## SCC 250 FT SB Dusch- und Toilettenstuhl

- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- Sicherheitsbügel
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Der Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Auch der SCC 250 FT SB erspart Ihnen unnötige Umsetz- und Transfervorgänge. Die ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille ist hochklapp- und abnehmbar. Für die Rückenbespannung stehen Ihnen acht freundliche Farben zur Auswahl.

## Farben Sunsure-Gewebe für Rückenbespannungen



| Modell        | Außenabmessungen |        |      | Sitz  |        |      | Unterschenkel-<br>länge | Max.<br>überfahrbare<br>Höhe | Belast-<br>barkeit | Gewicht |
|---------------|------------------|--------|------|-------|--------|------|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
|               | Tiefe            | Breite | Höhe | Tiefe | Breite | Höhe |                         |                              |                    |         |
| SCC 250 FT SB | 605              | 555    | 1040 | 460   | 440    | 530  | 410                     | 450                          | 150                | 11,0    |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*Preis zzgl. 7 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

# Viele Wege führen zum Ziel!

Mit dem robusten Dusch- Toilettenstuhl von RCN führt Sie ein einziges Produkt auf kürzestem Wege durch Ihren professionellen Pflegealltag. Entdecken Sie die sinnvolle **ALL-IN-ONE** Lösung für Ihre tägliche Pflegeroutine!

Der multifunktionale Dusch- Toilettenstuhl von RCN vereint Transportstuhl, Toiletten- und Duschstuhl in einem Produkt und erspart unnötige Umsetz- und Trans-

fervorgänge. Die Vielseitigkeit unseres Pflegestuhles hilft Ihnen, das optimale Maß zwischen eingesetzten Mitteln und pflegerischer Notwendigkeit zu wahren! Sie sparen unnötige Hilfsmittel, wertvolle Zeit, vor allem aber schonen Sie wichtige körperliche und mentale Ressourcen der Pflegekräfte und Pflegebedürftigen.

**Ein Gewinn für alle!**

## Der RCN Weg: drei Aufgaben, ein Produkt und zwei Umsetzvorgänge

RCN Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl



Bett

Transfer

Toilette

Dusche

Transfer

Ruhesessel

1. Umsetzen

2. Umsetzen

3. Umsetzen

4. Umsetzen

5. Umsetzen



Rollstuhl

Toilettensitz-  
erhöhung

Duschhocker

Rollstuhl

## Der Umweg: drei Aufgaben, drei Produkte und fünf Umsetzvorgänge

**Pflege geht auch anders - mit RCN**

# Transport- und Arbeitswagen MPC 253



**369,00€\*\***  
 Listenpreis  
 576,00€\*\*



## MPC 253 Transport- und Arbeitswagen

- 3 Fachböden der Größe 2
- Schiebegriff
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Alle Transport- und Arbeitswagen der MPC-Reihe sind aus dem bewährten RCN Spezialkunststoff-Rahmen gefertigt und haben dadurch eine hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht. Die freidrehenden Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen gewähren einen sehr leichten und leisen Lauf. Sie können die Wagen mit praktischen Optionen ausstatten und die Fachböden sind bis 35 kg belastbar.

| Modell  | Tiefe | Breite | Höhe | Gewicht | Fachabstand | Fachboden-Nutzfläche | Tragfähigkeit je Boden |
|---------|-------|--------|------|---------|-------------|----------------------|------------------------|
| MPC 253 | 515   | 675    | 1095 | 12,5    | 315         | 605 x 500            | 35                     |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).





# Wäsche- sammler SLH 023 FP

**589,00€\*\***  
Listenpreis  
930,00€\*\*

## Sammeln, sortieren und bewegen – mit System

**SLH 023 FP**  
Wäschesammler

- 3 Abwürfe
- Deckelöffnung über stabile Fußpedale
- geräuschgedämpfte Deckel mit Überstreckungsschutz
- je 2 Edelstahlbügel mit rutschsicherer Kunststoffummantelung sorgen für optimalen Halt der Wäschesäcke
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Die abgebildete Option Wäschesack (WSW) ist nicht im Preis enthalten.

Farben für Deckel



| Modell     | Tiefe | Breite | Höhe | Gewicht | Anzahl der Abwürfe | Fassungsvermögen in l/kg |
|------------|-------|--------|------|---------|--------------------|--------------------------|
| SLH 023 FP | 505   | 1065   | 1005 | 17      | 3                  | 3 x 120/35               |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

\*\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).



# RCN – die beste Adresse für Qualität, Funktionalität und Service!

RCN entwickelt und produziert seit über 25 Jahren medizintechnische Hilfsmittel, die Ihnen den anspruchsvollen Berufsalltag in Kliniken sowie Pflege- und Senioreneinrichtungen leichter machen.

## Unser Vorsprung – Ihr Vorteil

### RCN Produkte sind:

- praxisorientiert und -erprobt
- besonders wartungsfreundlich konstruiert
- als wirtschaftliche Sonderanfertigungen  
lieferbar
- langlebig und TÜV-geprüft

### Wir bieten:

- kurze Lieferzeiten
- einen hervorragenden Kundenservice
- ein optimales Kosten-Nutzenverhältnis

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)

**RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH**

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth

Tel 06761-9197-0 · [info@rcn-medizin.de](mailto:info@rcn-medizin.de)

