

# RCN Sommer Oase

mit frischen Preisangeboten  
gültig bis zum 30.09.2026



[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)

**589,00€\***

Listenpreis  
798,50€\*



## SCC 250 FT SB

### Dusch- und Toilettenstuhl

- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Sicherheitsbügel
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

### Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Drei Funktionen in einem Produkt: Der multifunktionale SCC 250 FT SB ist Transportstuhl, Toilettenstuhl und Duschstuhl zugleich. Die clevere ALL-IN-ONE-Lösung erleichtert die tägliche Pflegeroutine und erspart mühsame Transfervorgänge.

### Farben Sunsure-Gewebe für Rückenbespannungen



\* Preis zzgl. 7 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

| Modell        | Außenabmessungen |        |      | Sitz  |        |      | Unter-schenkel-länge | Max. überfahrbare Höhe | Belast-barkeit | Gewicht |
|---------------|------------------|--------|------|-------|--------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
|               | Tiefe            | Breite | Höhe | Tiefe | Breite | Höhe |                      |                        |                |         |
| SCC 250 FT SB | 605              | 555    | 1040 | 460   | 440    | 530  | 410                  | 450                    | 150            | 11,0    |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

430,00€\*



## SCC 20 Basic

### Dusch- und Toilettenstuhl

- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- ergonomisch abgerundete Armlehnen mit Softgrip-Ummantelung
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

### Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Der SCC 20 Basic ist Ihr idealer Einstieg in die Premium-Klasse von RCN. Er bietet bewährte Qualität im kompakten und wirtschaftlichen Design. Kennzeichnend sind die ergonomisch geformte Rückenlehne und der Sitz in Monoblock-Bauweise.

Farbe **Monoblock** für Rückenlehne und Sitz



kobalt

\* Preis zzgl. 7 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

| Modell       | Außenabmessungen |        |      | Sitz  |        |      | Unterschenkel-länge | Max. überfahrbare Höhe | Belastbarkeit | Gewicht |
|--------------|------------------|--------|------|-------|--------|------|---------------------|------------------------|---------------|---------|
|              | Tiefe            | Breite | Höhe | Tiefe | Breite | Höhe |                     |                        |               |         |
| SCC 20 Basic | 565              | 555    | 1070 | 490   | 440    | 585  | 410                 | 470                    | 150           | 13,0    |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

1.325,00€\*\*



## MEW 90 Basic

### ISO Modulkorbwagen

- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, davon zwei mit Feststellbremse für sicheren Stand
- Modulkorbfach mit abschließbaren Drehtüren
- durchgehende Trägerwände für eine optimale Lastverteilung im Modulkorbfach
- abnehmbare Vollkunststoffabdeckung mit seitlicher und hinterer Aufkantung – schützt Holzwerkstoffplatte vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Korpus aus Holzwerkstoffplatte
- 2 x ISO-Modulkorb 50, grau, 600 x 400 x 50 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 3 x ISO-Modulkorb 100, grau, 600 x 400 x 100 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- 1 x ISO-Modulkorb 200, grau, 600 x 400 x 200 mit jeweils einem Längs- und Querteiler
- Desinfektionsmittelspender
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender

Der MEW 90 Basic bietet eine durchdachte Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und einfacher Handhabung. Ob im medizinischen Bereich, in der Pflege oder in anderen professionellen Umgebungen – dieser ISO-Modulkorbwagen überzeugt durch seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Entdecken Sie die Welt der RCN ISO-Modulkorbwagen und profitieren Sie von einem langlebigen, einfach zu reinigenden und kostengünstigen Einstieg mit dem MEW 90 Basic!

\*\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

Standardfarbe für Korpus



blau

Wunschfarben für Korpus  
(Aufpreis: 100 EUR)



grün



rot



orange



gelb



weiß



VIDEO

| Modell       | Tiefe | Breite | Höhe | Höhe Arbeitsfläche | Abmessungen Arbeitsfläche (B x T) | Verfügbare Innenhöhe für Modulkörbe | Gewicht |
|--------------|-------|--------|------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| MEW 90 Basic | 550   | 775    | 1470 | 1075               | 618 x 467                         | 795                                 | 56,0    |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

779,00€\*\*

Listenpreis  
1.083,00€\*\*



## SLH 022 FP ESP HSP ATS

### Wäschesammler

- serienmäßig mit geräuschgedämpftem Deckel
- Deckel mit Überstreckungsschutz
- besonders wendig durch Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- einfaches und langlebiges Wäschesack-Befestigungssystem
- 2 Abwürfe
- Fußpedale
- Desinfektionsmittelspender
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender

Abgebildete Wäschesäcke als optionales Zubehör.

### Sammeln, sortieren und bewegen mit System

Die RCN Wäschesammler – die attraktive und geräuscharme Alternative zu herkömmlichen Systemen.

Die Option Wäschesack WSD ist nicht im Preis enthalten.

\*\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

#### Deckelfarben für SLH



weiß



gelb



rot



grün



blau

#### Farben für Wäschesäcke WSD



weiß



rosa



blau



grün

| Modell                 | Tiefe | Breite | Höhe | Gewicht | Anzahl der Abwürfe | Fassungsvermögen in Liter/kg |
|------------------------|-------|--------|------|---------|--------------------|------------------------------|
| SLH 022 FP ESP HSP ATS | 505   | 995    | 1240 | 13,0    | 2                  | 2 x 120/35                   |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

579,00€\*\*

Listenpreis  
808,50€\*\*



## HGW 100 F

### Hygiene- und Pflegewagen

- universeller Halter für 0,5-Liter-Flaschen mit Dosierpumpe auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 3 transparente Utensilienschubladen
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte

Der Umgang und die Behandlung von Menschen mit MRSA stellt an jede betroffene Einrichtung besondere Herausforderungen. RCN hat hierfür spezielle MRSA-Wagen entwickelt, die Sie bei Bedarf platzsparend, aber gut erkennbar vor einem Isolationszimmer oder im Schleusenbereich positionieren können.

Sie bieten Ihnen Platz zur Aufbewahrung der benötigten Utensilien, wie z. B. Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. Durch die transparenten Schubladen (belastbar bis 8 kg) ist auch bei geschlossener Schublade der Inhalt leicht zu erkennen.

\*\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

| Modell    | Tiefe | Breite | Höhe | Gewicht | Größe Auszug T x B x H |
|-----------|-------|--------|------|---------|------------------------|
| HGW 100 F | 410   | 700    | 1230 | 19,0    | 360 x 530 x 165        |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

1.329,00 €\*\*

Listenpreis  
1.879,00 €\*\*



## HGW 100 BV

### Behandlungs- und Verbandwagen

- Spritzenschütte mit 10 Fächern
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 3 transparente Utensilienschubladen
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender auf Gleitschiene
- verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter (inkl. gelben Abwurfbehälter)
- ausziehbare Schreibplatte
- Abfallbehälter 35 Liter
- stabiler RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen




\*\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

| Modell     | Tiefe | Breite | Höhe | Gewicht | Größe Auszug T x B x H |
|------------|-------|--------|------|---------|------------------------|
| HGW 100 BV | 570   | 975    | 1385 | 38,0    | 360 x 530 x 165        |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

995,00 €\*\*



## IC 50

### Mobile Hydration-Station

- Kühlbox mit 45 Liter Fassungsvermögen
- 2 seitliche Schiebegriffe
- 1 Fachboden mit 3 Transportboxen für Gläser und Flaschen
- 4 Kunststoff-Stahl-Einradrollen Ø 100 mm, 2 mit Feststeller
- Fach für Getränkeboxen, zur einfachen Entnahme durch Schrägstellung
- atmungsaktive Abdeckung aus Sunsure-Gewebe
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen

Farben Sunsure-Gewebe für Abdeckung IC 50



weiß



dunkel-  
blau



blau



tauben-  
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte

Durch die besondere Mobilität dieser Hydration-Station kann die Verfügbarkeit von Getränken in verschiedenen Räumlichkeiten sichergestellt werden. Ältere und pflegebedürftige Menschen werden automatisch leichter und häufiger an das Trinken erinnert. Dies hilft nachweislich dabei die nötige Flüssigkeitszufuhr zu steigern.

\*\*Preis zzgl. 19 % MwSt. inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands (Festland).

| Modell | Außenabmessungen |        |      | Kühlbox |        |      |                  | Fachboden-<br>nutzfläche | Fach-<br>abstand | Tragfähig-<br>keit je Fach | Gewicht |
|--------|------------------|--------|------|---------|--------|------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|---------|
|        | Tiefe            | Breite | Höhe | Tiefe   | Breite | Höhe | Fassungsvermögen |                          |                  |                            |         |
| IC 50  | 520              | 1145   | 1760 | 360     | 640    | 370  | 45 Liter         | 860 x 500                | 240              | 35,0                       | 34,0    |

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)

RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth

Tel 06761-9197-0 · [info@rcn-medizin.de](mailto:info@rcn-medizin.de)

