

*Endlich wieder Sonne,
Strand und Meer*



**Das Strandmobil
SM 700 FBS SBS SO**

Angebotspreis

2.590,00€*

Listenpreis 3.878,00€*

Gültig bis 30.06.2023

Freuen Sie sich auf das Strandmobil von RCN

www.rcn-medizin.de

*Preis inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands und zzgl. 19 % MwSt.





Lagern und Verstauen ist kein Problem!



Mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug lässt sich der Sitz vom Fahrgestell abheben. Auch die Ballonreifen sind einfach abzunehmen. In kurzer Zeit lässt sich alles im Fahrzeug separat verstauen und transportieren.

Mehr Lebensqualität und mehr Freude

Das als Schieberollstuhl konzipierte Strandmobil SM 700 FBS SBS SO aus weißem RCN Spezialkunststoff ist bruchstark, absolut rostfrei, UV-beständig und kann dank seiner großen Niederdruck-Ballonreifen überall dort gefahren werden, wo der weiche oder unebene Untergrund normale Rollstühle vor unlösbare Probleme stellt.

Die atmungsaktiven Sitz- und Rückenpolster ermöglichen dem bewegungseingeschränkten Menschen auch an sonnigen und warmen Tagen den längerfristigen Aufenthalt im Strandmobil.

Für den Transport lässt sich der Sitz mit wenigen Handgriffen vom Fahrgestell abheben und separat verstauen. Optionales Zubehör wie ein Sonnenschirm, ein einfach über den Armlehnen zu befestigender Sicherheitsbügel, eine Utensilientasche und eine Feststellbremse sind in diesem Angebot bereits enthalten.

Damit wird das Strandmobil zu einem Hilfsmittel, das ganz neue Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung von bewegungseingeschränkten Menschen erschließt.

Strandmobil SM 700 FBS SBS SO

- große Niederdruck-Ballonreifen ermöglichen leichtes Befahren von weichem oder unebenem Untergrund
- Feststellbremse, FBS
- Sicherheitsbügel, SBS
- Sonnenschirm mit Halter rechts, SO
- schwenkbare Armlehne rechts
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern
- atmungsaktive Polsterbezüge aus Sunsure-Gewebe
- mit praktischer Utensilientasche aus Sunsure-Gewebe (nicht abgebildet)
- Sitz lässt sich mit wenigen Handgriffen vom Fahrgestell abheben und separat verstauen
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- meerwasserbeständig
- garantiert nicht rostend
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Farben Sunsure-Gewebe für Sitz- und Rückenpolster und Utensilientasche



weiß



dunkelblau



blau



taubenblau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Modell	Tiefe	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit
SM 700 FBS SBS SO	1125	1065	1130**	40**	150

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

** Angabe ohne Sonnenschirm

Auch die Kinder wollen zum Strand!

Mit dem neuen Anpassungsset speziell für Kinder
können auch die Kleinen das Strandmobil
sicher und bequem nutzen.



Option KAS

Angebotspreis

290,00 €*

Listenpreis 380,00 €*

Gültig bis 30.06.2023



Das optionale Anpassungsset für Kinder KAS

- bequeme Seitenpolster schützen Arme und Oberkörper des Kindes
- das Seitenpolster muss beim Aus-schwenken der Armlehne nicht entfernt werden
- das zusätzliche Rückenpolster verkürzt die Sitztiefe
- die Kinderfußstütze passt sich der Kindergröße an und wird einfach auf das Fahrgestell gesteckt



*Preis inkl. Transport und Verpackung innerhalb Deutschlands und zzgl. 19 % MwSt.
Optionspreis nur gültig in Verbindung mit dem Hauptprodukt.