

Die RCN Duschliege UDW 2500 VRW!

Neu!

Hilfsmittelnummer:
04.40.03.4009



RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth

Tel 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de



Die RCN Liege für maximalen Duschkomfort.



UDW 2500 VRW

- stufenlos verstellbares Rückenteil
- gepolsterte Wanne bietet hohen Liegekomfort
- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- stufenlos hydraulische Höhenverstellung von 49 - 89 cm über beidseitige Fußpedale
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung per Gasdruckfeder
- verschließ- und kontrollierbarer Ablauf mit 90 cm langem Schlauch
- leicht zu reinigen und desinfizierbar
- pulverbeschichteter Edelstahlrahmen
- garantiert nicht rostend
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- bis Körpergröße 185 cm (200 cm bei umgelegter Kopflehne)
- 8 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (4 mit Feststeller)
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf Spezialrahmen aus Edelstahl
- Hilfsmittelnummer: **04.40.03.4009**



Verstellbares Rückenteil, abklappbare Fuß- und Seitenlehnen und umlegbare Kopflehne



Höhenverstellung von 49 bis 89 cm

Anti-/Trendelenburg-Lagerung

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
UDW 2500 VRW	200	79	70-110	185/200*	62	49-89	200	86

Alle Angaben in cm bzw. kg.

*bei umgelegter Kopflehne

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!