

Winter- Zauber

mit sagenhaften Angeboten
von RCN

Gültig bis
28. Februar
2022



www.rcn-medizin.de

Mehr Zeit für Menschen

Im oft stressigen Pflegealltag verschaffen Ihnen diese Multitalente mit umfangreicher Ausstattung wahre Wohlfühlmomente: eine Freude für Pflegebedürftige und Pflegekräfte.



SCC 250 PPG SB

Angebotspreis:

679,00 €*

Listenpreis: 911,00 €*



VIDEO

- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- Sicherheitsbügel
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- Ø75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, **belastbar bis 150 kg**
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



SCC 200 S

Angebotspreis:

379,00 €*

Listenpreis: 611,00 €*



VIDEO

- abklappbare Armlehne
- Sicherheitsbügel
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoff-rückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- Ø75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, **belastbar bis 150 kg**
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Alles wird leichter

Die Versorgung schwergewichtiger Menschen geht Ihnen mit unseren Produkten besonders leicht von der Hand.



SCC 250 XL PPG

Angebotspreis:

1.179,00 €*

Listenpreis: 1.565,00 €*

- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum in Blau
- Sitzbreite wählbar von 50 bis 54 cm
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum in Blau
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, **belastbar bis 200 kg**
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



SCC 220 MS

Angebotspreis:

579,00 €*

Listenpreis: 853,00 €*

- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoff-rückenlehne mit luftdurchlässigen Öffnungen und integrierten Schiebegriffen
- Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sitzbreite 54 cm
- sehr stabil, **belastbar bis 175 kg**
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Die RCN All-In-One Lösung

Die multifunktionalen Stühle von RCN vereinen Transportstuhl, Toilettenstuhl und Duschstuhl in einem Produkt und ersparen unnötige Umsetz- und Transfervorgänge. Sie sparen überflüssige Hilfsmittel, wertvolle Zeit und schonen wichtige körperliche und mentale Ressourcen.

Der RCN Weg: drei Aufgaben, ein Produkt und zwei Umsetzvorgänge

RCN Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl



Bett

Transfer

Toilette

Dusche

Transfer

Ruhesessel



1. Umsetzen

2. Umsetzen

3. Umsetzen

4. Umsetzen

5. Umsetzen

Rollstuhl

Toilettensitzerhöhung

Duschhocker

Rollstuhl

Der Umweg: drei Aufgaben, drei Produkte und fünf Umsetzvorgänge

Farben PUR-Schaum
für Sitz- und
Rückenpolster



graphit



blau



kobalt



laguna

Farben Monoblock
für Sitz- und
Rückenlehne



graphit



rot



kobalt

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel- länge	Max. überfahrbare Höhe	Belast- barkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
SCC 250 PPG SB	585	555	1050	450	440	555	435	455	150	17,8
SCC 200 S	565	555	1080	490	440	535	415	420	150	12,5
SCC 250 XL PPG	590	570-650	1060	450	460-540	565	400	465	200	25,5
SCC 220 MS	575	660	1055	490	540	480	480	365	175	12,0

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.