

Datenblatt: AT 2 MRT

Auftritt für den MRT-Bereich

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	262,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	380
Breite:	400
Tiefe:	660
Gewicht:	7,5
Höhe erste Stufe:	200
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2019

Merkmale:

- für MRTs mit bis zu 3 Tesla geeignet
- 2-stufiger Auftritt mit Platte aus Vollkunststoff
- Antirutschstreifen auf der Stehfläche
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- für mehr als 3 Tesla bieten wir kundenspezifische MRT Produkte an, ab 7 Tesla auch Vollkunststoff-Produkte