

Datenblatt: DH 80 PP

Duschhocker

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	419,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	685
Breite:	540
Tiefe:	520
Gewicht:	8,3
Sitzhöhe:	530
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	520
Überstellbare Höhe:	430
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2022

Merkmale:

- Armlehnen
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- garantiert nicht rostend
- mögliche Zusatzoption: Einleger für Polstersitz zum Verschließen der Toiletten- und Pflegeöffnung (PPE)

Farben PUR-Schaum



graphit



blau



kobalt



laguna