

Datenblatt: DH 90

Duschhocker

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	318,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	795
Breite:	540
Tiefe:	545
Gewicht:	7,6
Sitzhöhe:	510
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	500
Überstellbare Höhe:	430
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- Rückenlehne
- Armlehnen
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- garantiert nicht rostend