

Datenblatt: DR 250 OS PPG

XXL Dusch- und Toilettenrollstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	3.231,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1010
Breite:	840-880
Tiefe:	790
Gewicht:	39
Sitzhöhe:	540
Sitzbreite:	560-600
Sitztiefe:	450
Belastbarkeit:	200
Unterschenkellänge:	375

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- 24" -Antriebsräder mit Greifring
- beidseitig schwenkbare Armlehne
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum, nur in Blau erhältlich
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 2 Feststellbremsen
- 2 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen vorne
- Fußstütze mit 4 freidrehenden Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- auch für Selbstfahrer geeignet
- nicht toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 200 kg
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen