

Datenblatt: DR 400

Transportrollstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.825,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1055
Breite:	725
Tiefe:	800
Gewicht:	29
Sitzhöhe:	555
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	400
Belastbarkeit:	150
Unterschenkellänge:	350

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2022

Merkmale:

- 24" -Greifreifen
- beidseitig schwenkbare Armlehne
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- ausziehbare Fußstütze
- 2 Feststellbremsen
- Schiebegriff
- abgewinkelte Armlehnen mit Polstern aus PUR-Schaum
- Kleiderschutz beidseitig
- auch für Selbstfahrer geeignet
- pannensichere Bereifung
- 2 freidrehende Ø 125 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen vorne
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster

