

Datenblatt: DT 100 HV

Duschhocker

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	417,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	675-825
Breite:	545
Tiefe:	510
Gewicht:	7,6
Sitzhöhe:	500-650
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	500
Überstellbare Höhe:	420-570
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- Toilettensitzerhöhung, Aufstehhilfe und Duschhocker in einem
- Armlehnen
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- mit Spritzschutz (als Toilettensitzerhöhung nutzbar, einfach über die Toilette stellen)
- Höhenverstellung, 7 Höhen einstellbar in 25 mm Abständen
- Spezialfüße für maximale Rutsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- garantiert nicht rostend