

# Datenblatt: DWH 90

## Duschwannen-Eckhocker

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	481,00
MwSt. [%]:	19

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	650-750
Breite:	610
Tiefe:	470
Gewicht:	8,0
Sitzhöhe:	460-560
Sitzbreite:	480
Sitztiefe:	345
Belastbarkeit:	120

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

### Merkmale:

- breiter Vollkunststoffsitz mit Pflegeöffnung
- Armlehnenhöhe 19 cm
- stabiler Stand durch vier rutschfeste Füße, zwei davon mit zusätzlicher Saugfunktion
- Wannenboden sollte glatt sein, damit die vorderen Saugnäpfe sicher halten
- ohne Montage, muss nur an zwei feste Wände angelehnt werden
- passt auch ideal in herkömmliche Duschwannen
- sorgt für optimale Raumausnutzung
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 120 kg
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Hilfsmittelnummer: 04.40.03.1030