

Datenblatt: GSS 800 S

Gleitschaukelstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.626,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	970
Breite:	665
Tiefe:	900
Gewicht:	31
Sitzhöhe:	500
Sitzbreite:	540
Sitztiefe:	450
Tiefe mit ausgeklappter Fußstütze:	1110
Belastbarkeit:	120

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2023

Merkmale:

- besondere Aufhängung des Stuhles im Rahmen ermöglicht eine fließende und nahezu horizontale Schaukelbewegung
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- Polsterauflage für Sitz/Rücken besteht aus einem Teil und ist abnehmbar (Befestigung mittels Druckknöpfen)
- besonders stabile und kippsichere Standfüße
- Sicherheitsbügel
- Armlehnen mit Polster aus PUR-Schaum
- hochklappbare Fußstütze
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster



Farben PUR-Schaum

