

Datenblatt: GW 120

Gehwagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.081,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1075-1225
Breite:	785
Tiefe:	990
Gewicht:	18
Sitzhöhe:	525-675
Sitzbreite:	445
Sitztiefe:	325
Griffhöhe:	785-935
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- Polstersitz aus hygienischem PUR-Schaum
- Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff
- große Wendigkeit durch 6 hochwertige Ø 75 mm Doppelaufrollen, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung mit Drehclip (7 Höhen einstellbar)
- praktische Tasche aus Sunsure-Gewebe (Befestigung mit Druckknöpfen an der Armlehne)
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- TÜV-getestet
- Hilfsmittelnummer: 10.46.02.0006

Farben Sunsure-Gewebe

