

Datenblatt: GW 120 AFS

Gehwagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.257,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1075-1225
Breite:	820
Tiefe:	1025
Gewicht:	19,5
Sitzhöhe:	525-675
Sitzbreite:	445
Sitztiefe:	325
Griffhöhe:	785-935
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2020

Merkmale:

- effektiver rundum-Anfahrerschutz aus PUR-Schaum-Polstern
- bietet Schutz für Wände/Türen, federt Zusammenstöße ab und verhindert "Einfädeln" (z.B. unter einen Stuhl)
- Polstersitz aus hygienischem PUR-Schaum
- Rückenbespannung aus Textilene® - Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff
- große Wendigkeit durch 6 hochwertige Ø 75 mm Doppelaufrollen, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung mit Drehclip (7 Höhen einstellbar)
- praktische Tasche aus Textilene® - Gewebe (Befestigung mit Druckknöpfen an der Armlehne)
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“

