

# Datenblatt: GW 120 Maxi Maxi Gehwagen

## Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.332,00
MwSt. [%]:	19

## Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1040-1190
Breite:	835
Tiefe:	1125
Gewicht:	30,5
Sitzhöhe:	450-600
Sitzbreite:	500
Sitztiefe:	340
Griffhöhe:	750-900
Belastbarkeit:	200

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2020

## Merkmale:

- Sitzpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- Rückenbespannung aus Textilene® - Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff
- große Wendigkeit durch 8 hochwertige Ø 75 mm Doppelaufrollen, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung (7 Höhen einstellbar)
- praktische Tasche aus Textilene® - Gewebe (Befestigung mit Druckknöpfen an der Armlehne)
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“



## Farben Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster

