

Datenblatt: GW 120 Maxi Maxi Gehwagen

Preis ab Werk Sargenroth:

| | |
|-----------------|----------|
| VK-Netto [EUR]: | 1.598,00 |
| MwSt. [%]: | 19 |

Technische Daten in mm/kg:

| | |
|----------------|-----------|
| Höhe: | 1040-1190 |
| Breite: | 835 |
| Tiefe: | 1125 |
| Gewicht: | 30,5 |
| Sitzhöhe: | 450-600 |
| Sitzbreite: | 500 |
| Sitztiefe: | 340 |
| Griffhöhe: | 750-900 |
| Belastbarkeit: | 200 |

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- Sitzpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff
- große Wendigkeit durch 8 hochwertige Ø 75 mm Doppelaufrollen, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung (7 Höhen einstellbar)
- praktische Tasche aus Sunsure-Gewebe (Befestigung mit Druckknöpfen an der Armlehne)
- sehr stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Sunsure-Gewebe



Farben Textilgewebe

