

# Datenblatt: GW 120 Mini Mini Gehwagen

## Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	935,00
MwSt. [%]:	19

## Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	885-1035
Breite:	720
Tiefe:	890
Gewicht:	16
Sitzhöhe:	390-540
Sitzbreite:	385
Sitztiefe:	260
Griffhöhe:	595-745
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2020

## Merkmale:

- ideal für Personen bis zu 155 cm Körpergröße
- Sitzpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- Rückenbespannung aus Textilene® - Gewebe
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt
- umlaufender Sicherheitsrahmen aus RCN Spezialkunststoff
- große Wendigkeit durch 6 hochwertige Ø 75 mm Doppellaufrollen, 4 mit Feststeller
- benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung mit Drehclip (7 Höhen einstellbar)
- praktische Tasche aus Textilene® - Gewebe (Befestigung mit Druckknöpfen an der Armlehne)
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“



## Farben Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster

