

# Datenblatt: **HGW 100**

## Hygiene- und Pflegewagen

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	643,00
MwSt. [%]:	19

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1230
Breite:	700
Tiefe:	410
Gewicht:	19
Höhe Ablagefläche:	865
Höhe der Schublade:	165
Breite der Schublade:	530
Tiefe der Schublade:	360

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2022

### Merkmale:

- Emulsionsspender auf Gleitschiene (ESP), serienmäßig für 0,5 Liter-Flaschen (auf Anfrage auch für 1 Liter-Flaschen)
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 3 transparente Utensilienschubladen, jeweils belastbar bis 8 kg
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte