

Datenblatt: **HGW 100 BV**

Hygiene- und Pflegewagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.810,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1385
Breite:	975
Tiefe:	570
Gewicht:	38
Höhe Ablagefläche:	865
Höhe der Schublade:	165
Breite der Schublade:	530
Tiefe der Schublade:	360

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2026

Merkmale:

- Spritzenschütte mit 10 Fächern
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 3 transparente Utensilienschubladen, jeweils belastbar bis 8 kg
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene (ESP) für 0,5 Liter-Flaschen (auf Anfrage auch für 1 Liter-Flaschen)
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter (inkl. gelben Abwurfbehälter)
- seitlich montierter Abfallbehälter, 35 Liter
- ausziehbare Schreibplatte
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen