

Datenblatt: HGW 100 MRT

Hygiene- und Pflegewagen für den MRT-Bereich

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	854,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1230
Breite:	700
Tiefe:	410
Gewicht:	19
Höhe Ablagefläche:	865
Höhe der Schublade:	165
Breite der Schublade:	530
Tiefe der Schublade:	360

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- für MRTs mit bis zu 3 Tesla geeignet - MR CONDITIONAL
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene (ESP) für 0,5 Liter-Flaschen (auf Anfrage auch für 1 Liter-Flaschen)
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 3 transparente Utensilienschubladen, jeweils belastbar bis 8 kg
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende \varnothing 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller, nicht magnetisch
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte
- für mehr als 3 Tesla bieten wir kundenspezifische MRT Produkte an, ab 7 Tesla auch Vollkunststoff-Produkte