

Datenblatt: IH PH HV MRT

Infusionsständer für den MRT-Bereich

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	508,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1530-1905
Breite:	660
Tiefe:	660
Höhe Pumpenhalter (mittig):	1100
Durchmesser Pumpenhalter:	32
Gewicht:	7
Max. Belastbarkeit je Pumpenhalter:	9
Max. Belastbarkeit je Haken (oben):	2
Max. Belastbarkeit der Haken gesamt:	4

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- für MRTs mit bis zu 3 Tesla geeignet - MR CONDITIONAL
- Pumpenhalter
- Höhenverstellung, 6 Höhen einstellbar in 75 mm Abständen
- 4 freidrehende \varnothing 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller, nicht magnetisch
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- für mehr als 3 Tesla bieten wir kundenspezifische MRT Produkte an, ab 7 Tesla auch Vollkunststoff-Produkte