

Datenblatt: KSC 180 FT RP SB

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	799,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	840-995
Breite:	460
Tiefe:	555
Gewicht:	12,5
Sitzhöhe:	375-525
Sitzbreite:	350
Sitztiefe (ohne Rückenpolster):	415
Unterschenkellänge:	250-400
Überfahrbare Höhe:	295-445
Überfahrbare Breite:	340
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- optimale Anpassung der Sitzhöhe an Größe des Kindes durch Höhenverstellung (7 Höhen einstellbar)
- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung
- ausziehbare Fußstütze
- Sicherheitsbügel
- Rückenbespannung aus Textilene® - Gewebe
- abnehmbares Rückenpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus Textilene® - Gewebe
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- Rückenpolsterdicke 50 mm (unbelastet)
- Stauchhärte Schaumstoffkissen: 3 kPa
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“

