

Datenblatt: KTLH 521

Kleinteile- und Hygienewagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.192,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1318
Breite:	950
Tiefe:	505
Gewicht:	23
Höhe Ablagefläche:	955
Höhe Schublade Größe 1:	75
Breite Schublade Größe 1:	245
Tiefe Schublade Größe 1:	355
Höhe Schublade Größe 2:	175
Breite Schublade Größe 2:	245
Tiefe Schublade Größe 2:	355

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2023

Merkmale:

- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene (ESP) für 0,5 Liter-Flaschen (auf Anfrage auch für 1 Liter-Flaschen)
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelpender
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 3 transparente Schubladen Größe 1
- 2 transparente Schubladen Größe 2
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Wagen mit \varnothing 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- Koppelsystem zum einfachen Koppeln von Wagen und Sammler
- Sammler mit 1 Abwurf (Fassungsvermögen 120 Liter/35 kg)
- Deckelöffnung über Fußpedal
- Sammler mit \varnothing 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte

Farben für Deckel

