

# Datenblatt: KTW 100 BEW

## Blutentnahmewagen

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.244,00
MwSt. [%]:	19

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1185
Breite:	835
Tiefe:	390
Gewicht:	16
Höhe Ablagefläche:	855
Höhe der Schublade:	75 /175
Breite der Schublade:	245
Tiefe der Schublade:	355

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 29.01.2024

### Merkmale:

- abnehmbare und gepolsterte Armauflage, wasserdicht und desinfektionsmittelbeständig
- verstellbarer Halter für Spritzenabwurfbehälter (inkl. gelben Abwurfbehälter)
- Abfallbehälter 10 Liter, ABH-10
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- geschlossener Halter für Hautantiseptikum (max. 0,5 Liter-Flasche)
- abnehmbare Ablagefläche aus Kunststoff mit einseitiger Aufkantung
- 4 transparente Utensilienschubladen (jeweils 2 in einer Größe), jeweils belastbar bis 8 kg
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende  $\varnothing$  75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte