

Datenblatt: LS 2000

Liftstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	3.950,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1085
Länge:	1040
Breite:	580
Belastbarkeit:	130
Gewicht:	46
Hebebereich:	430
Lichte Weite Gabel (vorne):	245
Außenbreite Gabel (vorne):	350
Außenbreite Gabel bei VK Fußstütze:	420
Gabelhöhe:	100
Technische Änderungen vorbehalten!	



Stand: 01.01.2022

Merkmale:

- schonendes, angstfreies Anheben, Umsetzen und Transportieren
- für nicht geh- bzw. stehfähige Personen, die jedoch noch mit gebeugten Knien sitzen können
- insbesondere gut geeignet für Personen mit Knie- & Hüftkontrakturen und geringer Oberkörperkontrolle
- Dreipunktfixierung (Füße, Knie/Schienbein, Gesäß)
- Brust- und Kniepolster aus flexiblem PUR-Formguss sorgen für Komfort und sicheren Halt
- besonders schlanke Abmessungen für beengte Raumverhältnisse
- passt mit nur 58 cm Gesamtbreite durch sehr schmale Türen
- mit niedriger Gabel können Betten, Rollstühle und Möbel (z. B. Sofa) unterfahren werden
- leichte Bedienung und einfacher Hebevorgang per Kurbel
- direktes Absetzen auf einem WC-Sitz möglich
- 2 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller (hinten)
- 2 freidrehende Ø 65 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen ohne Feststeller (vorne)
- hoch stabil, belastbar bis 130 kg
- komplett aus rostfreien Materialien gefertigt
- TÜV-getestet
- Hilfsmittelnummer: 22.29.01.1009
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf Spezialrahmen aus Edelstahl