

Datenblatt: MC 231 S

Pflegearbeitswagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.090,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1425
Breite:	1085
Tiefe:	505
Gewicht:	26
Fachbodennutzfläche:	410 x 330
Fachbodenabstand:	355
Tragfähigkeit je Fach:	30

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- 3 Fachböden der Größe 1
- Fachböden werkzeuglos herausnehmbar
- aufrollbare Frontabdeckung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene (ESP) für 0,5 Liter-Flaschen (auf Anfrage auch für 1 Liter-Flaschen)
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- Schiebegriff
- Wäschesammler mit 1 Abwurf
- Deckelöffnung über Fußpedal
- stoßfester RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte
- ACHTUNG: Foto zeigt optionale Polyester-Wäschesäcke (WSW), nicht im Preis enthalten !

Farben Sunsure-Gewebe



Farben für Wäschesäcke WSW und WSWX



Farben für Deckel

