

Datenblatt: MDC 85 FB

Dokumentationswagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.252,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1065
Breite:	525
Tiefe:	555
Gewicht:	28
Registertiefe:	450
Fachbodennutzfläche:	410 x 330



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- verschiebbare, abschließbare Schreibplatte
- herausnehmbarer Fachboden
- Fach für Hängeregistratur
- Korpus besteht aus 19,6 mm starken Resopal®-HPL Platten mit duroplastischer Beschichtung
- stoßfester RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Korpus der MPC- und MDC-Reihe

