

Datenblatt: MPC 153 S

Transport- und Arbeitswagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.079,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1320
Breite:	740
Tiefe:	440
Gewicht:	14,5
Fachbodennutzfläche:	410 x 330
Fachbodenabstand:	325
Tragfähigkeit je Fach:	30
Technische Änderungen vorbehalten!	



Stand: 01.01.2026

Merkmale:

- 3 Fachböden der Größe 1
- Fachböden werkzeuglos herausnehmbar
- ovale Waschschüssel inkl. Seifenablage aus Kunststoff in Rot
- Waschschüssel ist entnehmbar (wird in den oberen Fachboden eingehängt)
- 7 Liter Fassungsvermögen der Waschschüssel
- Abmessungen Waschschüssel: 450x300x130 mm
- universeller Halter für 0,5 l Flaschen mit Dosierpumpe auf Gleitschiene
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- Abfallbehälter 10 Liter, ABH-10
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte