

# Datenblatt: MPC 253 AS50

## Transport- und Arbeitswagen

### Preis ab Werk Sargenroth:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| VK-Netto [EUR]: | 714,00 |
| MwSt. [%]:      | 19     |

### Technische Daten in mm/kg:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Höhe:                  | 1095      |
| Breite:                | 675       |
| Tiefe:                 | 515       |
| Gewicht:               | 13        |
| Fachbodennutzfläche:   | 605 x 500 |
| Fachbodenabstand:      | 215 / 315 |
| Tragfähigkeit je Fach: | 35        |

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2026

### Merkmale:

- 3 Fachböden der Größe 2
- ACHTUNG: abweichend zur Abbildung wird ein Modulkorb aus ABS-Kunststoff in grau geliefert
- ausziehbarer Modulkorb, 50 mm hoch (auf Anfrage auch 100 oder 200 mm hoch)
- abgebildeter Modulkorb aus Polycarbonat auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich
- Fachböden werkzeuglos herausnehmbar
- Schiebegriff
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen