

Datenblatt: MPC 370 ABH

Pflegearbeitswagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.421,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1200
Breite:	945
Tiefe:	525
Gewicht:	45
Nutzfläche Ablage:	550 x 410
Nutzfläche Einlegeboden:	525 x 435
Höhe Ablagefläche:	1090
Tragfähigkeit je Fach:	50

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- seitlich montierter Abfallbehälter, 40 Liter (abweichend zur Abb. mit schwarzem Schwingdeckel)
- Wagen mit abschließbarer Schublade, 2 Drehtüren und Einlegeboden
- Korpus besteht aus 19,6 mm starken Resopal®-HPL Platten mit duroplastischer Beschichtung
- Holzkorpus eingefasst in stabilen und besonders stoßfesten RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- vertiefter, entnehmbarer Fachboden als Ablagefläche auf dem Wagen
- Schiebegriff
- leicht zu reinigen
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Korpus der MPC- und MDC-Reihe

